

TECHNOLOGIE AUTONOME D'ASPIRATION MEDICALE ET CHIRURGICALE



Catalogue Distributeurs

*(références les plus courantes)
(photos non contractuelles)*

medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes CEDEX

Dpt Healthcare : 01.69.16.10.34
Commandes 01.69.16.10.33
Standard 01.69.16.10.30

aspiration@medela.fr
Fax : 01.69.16.10.32

SOMMAIRE

POUR LE CABINET MEDICAL, LOCATION

CLARIO et accessoires	Page 4
-----------------------	--------

EN MILIEU PEDIATRIQUE

CLARIO Toni et accessoires	Page 5
----------------------------	--------

POUR LES COLLECTIVITES, MISE EN LOCATION, HAD...

VARIO	Page 7
Configuration du Vario18 en collectivités	Page 8
Accessoires aspirateur VARIO	Page 9
BASIC 2013 portable et sur pied	Page 10
Configuration du Basic 2013	Page 11-12

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Bocaux désinfectables en PC avec poches à usage unique	Page 13
Tuyaux en PVC stériles à usage unique pour patient unique	Page 13
Tuyaux silicones autoclavables	Page 13
Raccords autoclavables	Page 13
Sets d'accessoires réutilisables en PSU	Page 14
Couvercles réutilisables	Page 14
Bocaux réutilisables	Page 14
Accessoires généraux	Page 15

ASPIRATEURS Clario, Vario

POUR

**LE CABINET MEDICAL,
(O.R.L, kiné, sage femme libérale...)**

**LOCATION A DOMICILE
(trachéotomie...)**

CLARIO Toni

AUTOUR DE LA PEDIATRIE

ASPIRATEURS CLARIO



Pour des sécrétions claires et non épaisses ; non adapté en maison de retraite en cas de « fausses routes »

3 niveaux de vide : mini : - 125 mmHg / - 17kPa, moyen : - 250 mmHg / -33 kPa ,
maxi : - 550 mmHg / -73 kPa

014.0011 (ex 014.0010-) CLARIO VERSION STANDARD (AC)

*Aspirateur garanti 2 ans
Batterie garantie 6 mois*

Se composant de :

- Aspirateur secteur CA
- Tuyau patient à usage unique 150 cm réglage au doigt ref 074.0003
- 2 modes d'emploi
- Set bocal PC+ couvercle inclus 074.0001



014.0110 CLARIO VERSION SECTEUR ET BATTERIE (AC/DC)

Se composant de :

- Aspirateur secteur et batterie CA/CC
- Tuyau patient à usage unique 150 cm réglage au doigt ref 074.0003
- Set bocal PC+ couvercle inclus 074.0001
- 2 modes d'emploi



014.0211 (ex 014.0210-) CLARIO VERSION DE LUXE

Se composant de :

- Aspirateur secteur et batterie CA/CC
- Tuyau patient à usage unique 150 cm réglage au doigt ref 074.0003
- Set bocal + couvercle inclus
- 1 Set bocal PC + couvercle 074.0001 de remplacement.
- 1 sac de transport semi rigide
- 2 modes d'emploi



074.0001 SET BOCAL

Comprenant : 1 bocal en PC désinfectable à sécrétion 0.5 L , 1 couvercle avec bouchons. Tropic plein



074.0002 CHAMBRE DE SECURITE

Comprenant : 1 coque, 1 couvercle, 2 membranes transparentes 074.0008



074.0007 SAC DE TRANSPORT SEMI RIGIDE



074.0017 CÂBLE VOITURE 12V



920.0037 ADAPTATEUR/TRANSFO CLARIO SANS CORDON ELECTRIQUE

928.0040 CORDON ELECTRIQUE POUR REF 920.0037

medela

**Pour des sécrétions claires et non épaisses en milieu pédiatrique**

3 niveaux de vide : mini : - 60 mmHg / - 8 kPa, moyen : - 100 mmHg / - 13 kPa ,
maxi : - 600 mmHg / - 80 kPa

Aspirateur garanti 2 ans
Batterie garantie 6 mois

014.0023 CLARIO Toni VERSION SECTEUR ET BATTERIE (AC/DC)

Se composant de :

- Aspirateur secteur et batterie CA/CC
- Tuyau patient à usage unique 150 cm réglage au doigt 074.0003
- Set bocal PC+ couvercle inclus 074.0001
- 2 modes d'emploi

**014.0027 CLARIO Toni VERSION DE LUXE**

Se composant de :

- Aspirateur secteur et batterie CA/CC
- Tuyau patient à usage unique 150 cm réglage au doigt 074.0003
- Set bocal + couvercle inclus
- 1 Set bocal PC + couvercle 074.0001 de remplacement.
- 1 sac de transport semi rigide
- 2 modes d'emploi

**074.0001 SET BOCAL**

Comprenant : 1 bocal en PC désinfectable à sécrétion 0.5 L , 1 couvercle avec bouchons. Trop plein

**014.0030 CHAMBRE DE SECURITE (différente du Clario)**

Comprenant : 1 coque, 1 couvercle, 2 membranes transparentes 074.0008

**074.0007 SAC DE TRANSPORT SEMI RIGIDE****074.0017 CÂBLE VOITURE 12V****920.0037 ADAPTATEUR/TRANSFO CLARIO SANS CORDON ELECTRIQUE****928.0040 CORDON ELECTRIQUE POUR REF 920.0037**

**ASPIRATEURS POUR LES
COLLECTIVITES**
(maison de retraite, EHPAD, MAS, IME, piscine...)

LOCATION A DOMICILE
(H.A.D, M.A.D...)

ASPIRATEURS VARIO 18

026.2112 (ex 026.2110-) Aspirateur portable de mucosités Vario 18(CA) sur secteur

230 V / 240 V – 50 Hz – 18 litres / minute équipé de la technologie QUATROFLEX™ – Système Piston/Cylindre

Légers, petits, fiables et silencieux, les aspirateurs medela® VARIO n'engendrent pas de vibrations.

Dépression maximale - 75Kpa / -563 mm Hg.

Régulateur de vide à diaphragme.

Vacuomètre en kPa et en mm Hg.

Livré avec 5 filtres hydrophobes antibactériens et tuyau silicone ø 12x7mm, 25 cm, avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé à 90°;



Vendu sans accessoire, ni consommable (cf configuration)

Poids: 3,5 Kg

Puissance: 90 Watts

Dimension: 380 x 170 x 285

Aspirateur garanti 2 ans

Batterie et Quatroflex garantis 6 mois



Si vous décidez d'utiliser le Vario 18 en cas d'urgence, nous vous recommandons, en plus du conso 1L ou 1.5L, le kit fausse route : couvercle (077.0440) et bocal 0.25 L (077.0125).

Ce kit, après avoir effectué les manœuvres médicales d'urgences habituelles, apporterait une aide dans les limites du possible.



026.5112 (ex 026.5110-) Aspirateur portable à sécrétion Vario 18 (CA/CC) secteur et

Même modèle que ci-dessus mais pouvant fonctionner sur secteur ou sur batterie. Il existe en OPTION la prise allume-cigare 12v.

Livré avec 5 filtres hydrophobes antibactériens et tuyau silicone ø 12x7mm, 25 cm, avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé à 90°;



Vendu sans accessoire, ni consommable (cf configuration)

Temps de charge: 3 heures

Autonomie: 30 à 45 minutes

Poids: 5,1 Kg

Puissance: 50 Watts

Dimension: 380 x 170 x 285



Aspirateur garanti 2 ans

Batterie et Quatroflex garantis 6 mois.



Si vous décidez d'utiliser le Vario 18 en cas d'urgence, nous vous recommandons, en plus du conso 1L ou 1.5L, le kit fausse route : couvercle (077.0440) et bocal 0.25 L (077.0125).

Ce kit, après avoir effectué les manœuvres médicales d'urgences habituelles, apporterait une aide dans les limites du possible.



medela 

**CONFIGURATION DU VARIO 18 L POUR COLLECTIVITES (M.R. ; EHPAD ; IME ; PISCINE ; POSTE SECOURS)
AVEC KIT FAUSSE ROUTE EN 250 ML**

CHOISIR LE TABLEAU EN FONCTION DE LA DEMANDE DE VOTRE CLIENT

EX : VARIO 18L CA sur secteur version réutilisable (autoclavable ou désinfectable à froid) 1 L		
REF	DESIGNATION	QUANTITE
026.2110-	ASPIRATEUR VARIO 18L CA secteur	1
077.0715	SET REUTILISABLE 1L (couvercle,bocal, 1 seul tuyau patient)	1
077.0951	TUYAU A USAGE UNIQUE STERILE POUR PATIENT UNIQUE	en prévoir quelques uns
KIT FAUSSES ROUTES* A UTILISER APRES LES MANŒUVRES D'URGENCE PRATIQUEES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT		
077.0125	BOCAL PSU 250 ML	1
077.0440	COUVERCLE POUR BOCAL PSU 250 ML	1

EX : VARIO 18 L CA sur secteur version usage unique 1.5 L		
REF	DESIGNATION	QUANTITE
026.2110-	ASPIRATEUR VARIO 18L CA secteur	1
077.0082	BOCAL PC DESINFECTABLE 1.5L	1
077.0083	CARTON DE 40 POCHEs 1,5L	1
077.0951	TUYAU A USAGE UNIQUE STERILE POUR PATIENT UNIQUE	en prévoir quelques uns
077.0105	ADAPTATEUR VARIO POUR NOUVEAU BOCAL UU	1er OFFERT (puis vendu par sachet de 5)
KIT FAUSSES ROUTES* A UTILISER APRES LES MANŒUVRES D'URGENCE PRATIQUEES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT		
077.0125	BOCAL PSU 250 ML	1
077.0440	COUVERCLE POUR BOCAL PSU 250 ML	1

EX : VARIO 18L CA/CC secteur et batterie version réutilisable (autoclavable ou désinfection à froid) 1 L		
REF	DESIGNATION	QUANTITE
026.5110-	ASPIRATEUR VARIO 18L CA/CC secteur et batterie	1
077.0715	SET REUTILISABLE 1L (couvercle,bocal, 1 seul tuyau patient)	1
077.0951	TUYAU A USAGE UNIQUE STERILE POUR PATIENT UNIQUE	en prévoir quelques uns
KIT FAUSSES ROUTES* A UTILISER APRES LES MANŒUVRES D'URGENCE PRATIQUEES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT		
077.0125	BOCAL PSU 250 ML	1
077.0440	COUVERCLE POUR BOCAL PSU 250 ML	1


EX : VARIO 18L CA/CC secteur et batterie version usage unique 1.5 L		
REF	DESIGNATION	QUANTITE
026.5110-	ASPIRATEUR VARIO 18L CA/CC secteur et batterie	1
077.0082	BOCAL PC DESINFECTABLE 1.5L	1
077.0083	CARTON DE 40 POCHEs 1,5L	1
077.0951	TUYAU A USAGE UNIQUE STERILE POUR PATIENT UNIQUE	en prévoir quelques uns
077.0105	ADAPTATEUR VARIO POUR NOUVEAU CONSOMMABLE UU	1er OFFERT (puis vendu par sachet de 5)
KIT FAUSSES ROUTES* A UTILISER APRES LES MANŒUVRES D'URGENCE PRATIQUEES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT		
077.0125	BOCAL PSU 250 ML	1
077.0440	COUVERCLE POUR BOCAL PSU 250 ML	1

ACCESSOIRES POUR VARIO

077.0571 Trop-plein/Filtre antibactérien à usage unique avec raccord Medela



077.0105 Adaptateur pour accrocher le nouveau système UU (sachet de 5)



077.0821 Support de fixation pour rail Vario 10 x 25 mm



077.0823 Fixation universelle Vario (pour montage sur lit)



077.0831 Sac de transport Vario



077.0832 Câble pour prise auto, 12 VDC



071.0000 Aspirateur médico-chirurgical BASIC portable

Données techniques :

Dépression maximale : - 90 kPa / - 675 mmHg

Haut débit 30l/mn

Poids : 9,3 kg version portable

HxLxP 210x305x375 mm

possibilité d'ajouter en OPTION une **pédale marche/arrêt**
ou **pédale réglage du vide**



Livré avec son bocal de sécurité **mais**
sans consommable (cf configuration)



Peut être équipé de tous les accessoires réutilisables
ou à usage unique (cf configuration)

Garantie : 5 ans

071.00014 Aspirateur médico-chirurgical BASIC rack + pied

Données techniques :

Dépression maximale : - 90 kPa / - 675 mmHg

Haut débit 30l/mn

Poids : 16 kg version sur pied

HxLxP 965x305x325 mm

possibilité d'ajouter en OPTION une **pédale marche/arrêt**
ou **pédale réglage du vide**



Livré avec son bocal de sécurité mais
sans consommable



Peut être équipé de tous les accessoires réutilisables
ou à usage unique (cf configuration)

Garantie : 5 ans

077.0521 Support plastique à pressoir



077.0563 Sélecteur de bocaux cf page 16

077.0711 Bocal de sécurité/couvercle à enclenchement



se composant de:

077.0125 Collecteur de mucosités PSU 0.25 l

077.0450 Couvercle pour bocal de sécurité

077.0922 Tuyau silicone Ø 12x7mm, 60cm, avec 2 raccords



077.0922 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 60 cm, avec 2 raccords

077.0723 Pédale marche/arrêt pour Basic 2013



077.0731 Pédale réglage de vide pour Basic 2013



medela 



CONFIGURATION DU BASIC 2013 PORTABLE

A ADAPTER EN FONCTION DES BESOINS DE VOTRE CLIENT

UTILISATION AVEC UN SEUL BOCAL

REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.0000-	ASPIRATEUR BASIC 2013 PORTABLE	1
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
version réutilisable PSU (autoclavable) 1L		

077.0715	SET REUTILISABLE 1L : bocal-couvercle-1 tuyau patient stérile à usage unique	1
version réutilisable PSU (autoclavable) 2L		
077.0716	SET REUTILISABLE 2L : bocal-couvercle-1 tuyau patient stérile à usage unique	1
REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.0000-	ASPIRATEUR BASIC 2013 PORTABLE	1
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
version usage unique 1.5 L		
077.0082	BOCAL 1.5L	1
077.0083	CARTON DE 40 POCHE 1.5L	1
version usage unique 2.5L		
077.0085	BOCAL 2.5L	1
077.0086	CARTON DE 40 POCHE 2.5L	1

VERSION AVEC UTILISATION DE PLUSIEURS BOCAUX

REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.0000-	ASPIRATEUR BASIC 2013 PORTABLE	1
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
version réutilisable PSU (autoclavable) 1L		
077.0715	SET REUTILISABLE 1L	2
version réutilisable PSU (autoclavable) 2L		
077.0420	COUVERCLES REUTILISABLES	2
077.0120	BOCAUX PSU AUTOCLAVABLES	2
REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.0000-	ASPIRATEUR BASIC 2013 PORTABLE	1
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
version à usage unique 1.5L		
077.0082	BOCAL 1.5L	2
077.0083	CARTON DE 40 POCHE 1.5L	1
version à usage unique 2.5L		
077.0085	BOCAL 2.5L	2
077.0086	CARTON DE 40 POCHE 2.5L	1

PRODUITS ADDITIONNELS

077.0723	PEDALE MARCHE/ARRET A DISTANCE	
077.0731	PEDALE DE REGLAGE DE VIDE	



CONFIGURATION DU BASIC 2013 SUR PIED

A ADAPTER EN FONCTION DES BESOINS DE VOTRE CLIENT

UTILISATION AVEC UN SEUL BOCAL

REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.00014-	ASPIRATEUR BASIC 2013 rack+ pied	1
077.0521	SUPPORT PLASTIQUE A PRESSEUR (autant que de bocaux achetés)	1
version réutilisable PSU (autoclavable) 1L		
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
077.0715	SET REUTILISABLE 1L : bocal-couvercle-1 tuyau patient stérile à usage unique	1
version réutilisable PSU (autoclavable) 2L		
077.0716	SET REUTILISABLE 2L : bocal-couvercle-1 tuyau patient stérile à usage unique	1
version réutilisable PSU (autoclavable) 3L		
077.0130	bocal PSU	1
077.0420	couvercle	1
077.0951	1 tuyau patient stérile à usage unique	en prévoir quelques uns
REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.00014-	ASPIRATEUR BASIC 2013 rack+ pied	1
077.0521	SUPPORT PLASTIQUE A PRESSEUR (autant que de bocaux achetés)	1
version usage unique 1.5 L		
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
077.0082	BOCAL 1.5L	1
077.0083	CARTON DE 40 POUCHES 1.5L	1
version usage unique 2.5L		
077.0085	BOCAL 2.5L	1
077.0086	CARTON DE 40 POUCHES 2.5L	1
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
VERSION AVEC UTILISATION DE PLUSIEURS BOCAUX		
REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.00014-	ASPIRATEUR BASIC 2013 rack+ pied	1
077.0521	SUPPORTS PLASTIQUES A PRESSEUR (autant que de bocaux achetés)	2
077.0563	SELECTEUR DE BOCAL AVEC SUPPORT RAIL ET JEU DE TUYAUX	1
version réutilisable PSU (autoclavable) 1L		
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
077.0715	SET REUTILISABLE 1L	2
version réutilisable PSU (autoclavable) 2L		
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
077.0420	COUVERCLES REUTILISABLES	2
077.0120	BOCAUX PSU AUTOCLAVABLES	2
version réutilisable PSU (autoclavable) 3L		
077.0130	bocal PSU	2
077.0420	COUVERCLE	2
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
REF	DESIGNATION	QUANTITE
REFERENCES DE BASE		
071.00014-	ASPIRATEUR BASIC 2013 rack+ pied	1
077.0521	SUPPORT PLASTIQUE A PRESSEUR (autant que de bocaux achetés)	2
077.0563	SELECTEUR DE BOCAL POUR RAIL	1
version à usage unique 1.5L		
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
077.0082	BOCAL 1.5L	2
077.0083	CARTON DE 40 POUCHES 1.5L	1
version à usage unique 2.5L		
077.0951	TUYAU PATIENT UU STERILE	en prévoir quelques uns
077.0085	BOCAL 2.5L	2
077.0086	CARTON DE 40 POUCHES 2.5L	1
PRODUITS ADDITIONNELS		
077.0723	PEDALE MARCHE/ARRET A DISTANCE	
077.0731	PEDALE DE REGLAGE DE VIDE	

BOCAUX DESINFECTABLES AVEC POCHE A USAGE UNIQUE

- 077.0082 Bocal désinfectable en polycarbonate 1,5L
077.0083 Poche à usage unique 1,5L
077.0084 Poche à usage unique 1,5 L avec gel à solidifier



- 077.0085 Bocal désinfectable en polycarbonate 2;5 L
077.0086 Poche à usage unique 2.5L
077.0087 Poche à usage unique 2,5L avec gel à solidifier



TUYAUX EN PVC STERILES A USAGE UNIQUE

- 077.0951 Tuyau PVC stérile à usage unique,
ø 5.5 x 8,5 mm, 180 cm, CH 25 avec réglage fin au doigt
074.0003 Tuyau PVC stérile à usage unique,
ø 5.5 x 8,5 mm, 150 cm, CH 25 avec réglage fin au doigt



TUYAUX EN SILICONE AUTOCLAVABLES

- 077.0901 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 1 m, sans raccord
077.0905 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 5 m, sans raccord
077.0900 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 25 m, sans raccord
077.0912 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 60 cm, avec 1 raccord droit
077.0913 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 1 m, avec 1 raccord droit
077.0922 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 60 cm, avec 2 raccords droits (basic, flex)
077.0921 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 30 cm, avec 2 raccords droits
077.0931 Tuyau silicone ø 12x7 mm, 25 cm, avec droit et coudé (vario)

RACCORD AUTOCLAVABLES

- 077.1018 (ex 077.1011) Raccord droit pour tuyau silicone
077.1019 (ex 077.1012) Raccord coudé à 90° pour tuyau silicone



SETS D'ACCESSOIRES REUTILISABLES

077.0715 Set réutilisable 1 litre avec collecteur de mucosités PSU pour aspirateurs portables



se composant de:

- 077.0110 Collecteur de mucosités PSU 1 l
- 077.0420 Grand couvercle avec embout patient de forme tronconique ø 6-10 mm avec trop plein
- 077.0951 Tuyau à usage unique, 200 cm, avec possibilité de réglage fin au doigt à changer à chaque patient



077.0716 Set réutilisable 2 litres avec collecteur de mucosités PSU pour aspirateurs portables



se composant de:

- 077.0120 Collecteur de mucosités PSU 2 L
- 077.0420 Grand couvercle avec embout patient de forme tronconique ø 6-10 mm avec trop plein
- 077.0951 Tuyau à usage unique, 200 cm, avec possibilité de réglage fin au doigt à changer à chaque patient

COUVERCLES REUTILISABLES

077.0420 Grand couvercle avec embout patient de forme tronconique ø 6-10 mm avec trop plein



077.0430 Grand couvercle avec trop-plein et embout patient de forme tronconique ø 10-14 mm avec trop plein



077.0440 Petit couvercle avec trop-plein et embout patient de forme tronconique ø 6-10 mm avec trop plein (kit fausse route)



077.0450 Couvercle pour bocal de sécurité



BOCAUX REUTILISABLES

077.0125 Collecteur de mucosités PSU 0.25 (kit fausse route)

077.0155 Collecteur de mucosités PSU 0.5 l

077.0110 Collecteur de mucosités PSU 1 l



077.0120 Collecteur de mucosités PSU 2 l

077.0130 Collecteur de mucosités PSU 3 l

077.0150 Collecteur de mucosités PSU 5 l




medela

ACCESSOIRES GENERAUX

077.0563


Sélecteur de bouchons avec support rail et jeux de tuyaux



077.1017 Embout conique double (sachet de 10)

Ø externe au plus petit 5 mm

Ø externe au plus grand 1.4 cm



077.1020 Raccord en Y



077.0511 Pied à roulettes, petit modèle (sous réserve du stock)



077.0525 Support Aluminium 10 x 25 mm avec vis de serrage (pour rail)



077.0523 Fixation murale simple





HEALTHCARE



HUMAN MILK



PHOTOTHERAPIE

medela France

14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes cedex
Tél +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
e-mail : info@medela.fr
www.medela.fr