




varimed®
Les chariots fonctionnels –
nos experts pour le
quotidien hospitalier





Contenu

Critères de qualité	4-5	
Le système de rails latéraux pour les accessoires	6	
Système de rail multifonctionnel	7	
Equipements complets, Modèles de base	8-15	
Chariots à narcose, chariot d'urgence, chariot d'endoscopie, chariots à pansements et de traitement, chariots de visite complètement équipés	16-17	
Chariots à plâtre, chariots de soins intensifs complètement équipés	18	
Chariots fonctionnels, largeur 450 mm	19	
Chariots fonctionnels, largeur 600 mm	20-23	
Chariots fonctionnels, largeur 900 mm	24-25	
Chariots ISO, largeur 600 mm	26-27	
Variantes de plateaux	28	
Accessoires pour montage permanent au chariot fonctionnel	29-30	
Le système de rails latéraux pour les accessoires, Jeux d'accessoires	31	
Accessoires à fixer au système de rail	32-35	
Système de rail multifonctionnel	36-39	
Système de rail multifonctionnel – Châssis pour accessoires, Jeux d'accessoires	40-41	
Système de rail multifonctionnel – Éléments de base	42	
Système de rail multifonctionnel – Accessoires à fixer aux tubes de base	43-44	
Système de rail multifonctionnel – Accessoires à fixer aux rails	45-48	
Système de rail multifonctionnel – Eaux individuels pour commandes ultérieures	49	
Séparations de tiroir, composants individuels de séparations de tiroir	50-55	
Modules pour chariots ISO	56-57	
Dimensions des chariots	58-59	
Dimensions des tiroirs, possibilités d'arrangement des tiroirs	60-61	
Coloris de laque Descriptions des modèles et des matériaux	62-63	

varimed® Chariots fonctionnels

Best practice pour tous les secteurs

Les chariots fonctionnels SCHMITZ vous permettent un déplacement toujours parfait :

Complètement équipés comme chariots à pansements, de traitement ou d'urgence, chariots à narcose, chariots de visite ou de soins intensifs, assemblés et complétés individuellement avec de nombreux accessoires. De nombreux détails fonctionnels et un niveau élevé de qualité vous assurent un maniement optimal pour chaque secteur.

Mobiles et stables

Utilisation de matériaux, de qualité supérieure. Concept de construction convaincant. Roulettes doubles fermées avec blocage de direction.

Tiroirs confortables

Sortie complète pour une vue d'ensemble et un accès optimisés. Dispositif automatique de rentrée pour une retenue sûre des tiroirs pendant les trajets. Amortissement Airmatic pour un glissement facile, silencieux et élégant.

Nettoyage et hygiène optimaux

Surfaces lisses, fermées. Rails des tiroirs masqués. Panneaux amovibles.

Revêtement antimicrobien dans plusieurs couleurs

pour une réduction constante et durable de la colonisation bactérienne, de l'apparition de moisissure et de la prolifération fongique.

Possibilité d'adaptation visuelle et fonctionnelle

grâce à des dimensions différentes. Différentes possibilités d'équipement. Accessoires supérieures. Nombreuses combinaisons de coloris.


Design

Alliance réussie de la fonction, de l'ergonomie et de la forme.





Les disques pratiques de protection des murs protègent le chariot, les équipements et les parois contre d'éventuels endommagements



Roulette double fermée, roulement à billes, ne rayent ni ne colorient le sol



Guidage fermé des tiroirs
Ouverture complète pour une utilisation et une hygiène optimales.



Tiroirs avec dispositif automatique de rentrée et amortissement Airmatic



Poignée de manœuvre ergonomique



Face avant facile à enlever pour un nettoyage aisé.



Joint en silicone périphérique, résistant aux désinfectants



Rail latéral permettant une suspension simple des accessoires



Plaque intégrée en acier inox
202.0110.0 – 202.0140.0



Sans revêtement antimicrobien



Avec revêtement antimicrobien

La technologie antimicrobienne à ions d'argent freine la multiplication des microbes **jusqu'à 99 %** au cours des deux premières heures.

varimed®

Le système de rails latéraux pour les accessoires

- Simplement accrocher et échanger les accessoires.
- suspendre les accessoires au lieu de les fixer par vis
- Rails avec une longueur utile de 460 mm – SVP, noter l'espace utilisé par l'accessoire
- Les chariots fonctionnels peuvent être munis d'au max. 3 rails à gauche et 2 rails du côté de la poignée de manœuvre.



**Vous trouverez les accessoires
sur les pages 31-35.**

varimed®

Système de rail multifonctionnel

Laissez-vous inspirer par la flexibilité du système
Utilisez la diversité du système pour
en faire votre assistant

Une combinaison solide avec des avantages décisifs.

- Installation simple et ergonomique des accessoires, réglable horizontalement et verticalement.
- Gain de temps grâce à l'optimisation et à la standardisation des étapes de travail.
- Risque de transmission des germes minimisé grâce à la répartition hygiénique des distributeurs.
- Sécurité grâce à la mise en bonne place stable, pratique et ergonomique des outils de travail.
- Utilisation de rails porte-accessoires standardisés 25 x 10 mm.
- Peut être installé en option sur des chariots existants.



Vous trouverez ce système ainsi que les accessoires sur les pages 36-49.

varimed® Chariots fonctionnels résistants et flexibles



Chariot à narcose
N° modèle 260.0390.0
équipement complet selon l'ill.

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium gris RAL 9007
- Panneaux aluminium blanc RAL 9006
- Poignées orangé pastel RAL 2003
- Poignée de manœuvre orangé pastel RAL 2003

Chariot de soins intensifs
N° modèle 260.1770.0
équipement complet selon l'ill.

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium gris RAL 9007
- Panneaux jaune colza RAL 1009050
- Poignées jaune de sécurité RAL 1003
- (sans consommables et sans modules ISO)



Chariot de visite
N° modèle 260.3010.0

Accessoire : plateau et galerie sur 3 côtés,
entièrement en acier inox, N° modèle 202.0320.0,
pour le reste, équipement complet selon l'ill.
Coloris illustrés :

- Châssis blanc gris RAL 9002
- Panneaux vert clair RAL 6027
- Poignées blanc gris RAL 9002
- Poignée de manœuvre blanc gris RAL 9002



Chariot à narcose
N° modèle 260.0610.0

Acc. : jeu d'accessoires, N° modèle 202.9720.0

Coloris illustrés :

- Châssis blanc gris RAL 9002
- Panneaux aluminium gris RAL 9007
- Poignées chromées mat
- Poignée de manœuvre aluminium gris RAL 9007
(sans consommables)

varimed® Chariots fonctionnels parfaitement équipés



Chariot de visite N° modèle 260.3050.0

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium blanc RAL 9006
- Panneaux blanc pur RAL 9010
- Poignées aluminium blanc RAL 9006
- Poignée de manœuvre blanc pur RAL 9010
(sans laptop)

Chariot de pansement N° modèle 260.0420.0 équipement complet selon l'ill.

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium blanc RAL 9006
- Panneaux jaune de sécurité RAL 1003
- Poignées aluminium blanc RAL 9006
- Poignée de manœuvre
jaune de sécurité RAL 1003



Chariot d'endoscopie N° modèle 260.0630.0

Accessoires : plateau de travail avec galerie sur
3 côtés en matière plastique 202.0020.0
châssis de fixation d'accessoires 205.4000.0
jeu d'accessoires 205.4010.0
châssis de fixation d'accessoires 205.4100.0
équerre de fixation 205.1150.0
distributeur de matériel d'injection 202.1640.0
châssis de fixation d'accessoires 205.4200.0
jeu d'accessoires 205.4210.0

Coloris illustrés :

- Châssis blanc gris RAL 9002
- Panneaux bleu blanc RAL 2408015
- Poignées bleu saphir RAL 5003
(sans consommables)



Chariot d'urgence N° modèle 260.0400.0

Accessoire : support pour unité de
réanimation « Weinmann », Life Base III,
N° modèle 202.6860.0

Coloris illustrés :

- Châssis blanc gris RAL 9002
- Panneaux blanc gris RAL 9002
- Poignées orangé sang RAL 2002
- Poignée de manœuvre orangé sang RAL 2002
(sans appareils et sans mallette d'urgence)

varimed® Chariots fonctionnels adaptés à la pratique et fonctionnels



Chariot de traitement N° modèle 260.0310.0

Accessoires : plateau avec galerie sur 3 côtés, N° modèle 202.0020.0, préchauffage, N° modèle 202.5260.0

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium blanc RAL 9006
- Panneaux bleu clair RAL 2606030
- Poignées aluminium blanc RAL 9006
- Poignée de manœuvre bleu clair RAL 2606030



Chariot de traitement N° modèle 260.0110.0

Accessoire : plateau avec galerie sur 3 côtés, N° modèle 202.0010.0

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium blanc RAL 9006
- Panneaux aluminium gris RAL 9007
- Poignées aluminium blanc RAL 9006
- Poignée de manœuvre aluminium gris RAL 9007



**Chariot à narcose
N° modèle 260.0330.0**

Accessoires : plateau avec
galerie sur 3 côtés, N° modèle 202.0020.0,
plaque N° modèle 202.0120.0,
rail latéral, N° modèle 202.3000.0

Coloris illustrés :

-  Châssis aluminium blanc RAL 9006
-  Panneaux jaune de sécurité RAL 1003
-  Poignées aluminium blanc RAL 9006
-  Poignée de manœuvre jaune de sécurité RAL 1003



**Chariot à pansements et de traitement
N° modèle 260.0370.0**

Accessoire : plateau avec galerie sur 3 côtés,
N° modèle 202.0020.0

Coloris illustrés :

-  Châssis blanc gris RAL 9002
-  Panneaux vert feuillage RAL 1206050
-  Poignées blanc gris 9002
-  Poignée de manœuvre vert feuillage RAL 1206050

varimed® Chariots fonctionnels adaptés à la pratique et fonctionnels



Chariot ISO **N° modèle 260.1530.0**

Accessoire : Plateau avec galerie sur 3 côtés,
N° modèle 202.0040.0

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium blanc RAL 9006
- Panneaux vieux rose RAL 3014
- Poignées aluminium blanc RAL 9006
- Poignée de manœuvre aluminium blanc RAL 9006

(sans modules ISO)



**Chariot à pansements
N° modèle 260.1210.0**

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium blanc RAL 9006
- Panneaux vert citron RAL 1008060
- Poignées vert feuillage RAL 1206050
- Poignée de manœuvre vert feuillage RAL 1206050



**Chariot à pansements
N° modèle 260.1030.0**





Accessoire : Plateau avec
galerie sur 3 côtés, N° modèle 202.0030.0

Coloris illustrés :

- Châssis aluminium gris RAL 9007
- Panneaux orangé pastel RAL 2003
- Poignées aluminium gris RAL 9007
- Poignée de manœuvre aluminium gris RAL 9007

varimed®


Chariots à narcose, chariot d'urgence, chariot d'endoscopie, chariots à pansements et de traitement, chariots de visite complètement équipés

N° modèle	Description
260.0390.0 	Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B et 6 tiroirs type 3D, incluant à gauche rail latéral 202.3000.0, boîte à déchets avec support 205.1550.0 et carquois pour cathéters 200.1380.0.
260.0350.0	Chariot à narcose comme chariot à narcose 260.0390.0, mais sans le jeu d'accessoires.
260.0400.0 	Chariot d'urgence 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 3D et 1 tiroir type 6D, compartiment inférieur ouvert avec tôle de fond, poignées orangé sang RAL 2002, incluant à droite potence à perfusion 202.4700.0, avec 4 crochets, réglables en hauteur de 1400 à 2300 mm, à gauche plateau tournant 202.5110.0, pour défibrillateur.
202.7560.0 202.3000.0 205.2200.0 202.5520.0 202.5450.0 202.5500.0 202.6860.0	Accessoires Fermeture centrale Rail latéral Support bouteille d'oxygène , pour bouteilles jusqu'à 5 litres au maximum (rail latéral 202.3000.0 à considérer) Baguette de plombage -paire- , avec 100 plombs Plombs, 200 pièces , pour baguettes de plombage Planche de réanimation C€, support inclus , vissé à l'arrière du chariot Support pour unité de réanimation « Weinmann », Life Base III sur plate-forme. Montage du côté de la poignée de manœuvre. Support pour d'autres systèmes Weinmann sur demande! VARION LINEA MED Multiprise quadruple C€, avec barre d'équipotentialité
202.4381.0 260.0340.0 260.0410.0 	Chariot de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé et galerie sur 3 côtés 202.0020.0, poignée de manœuvre. Corps composé de 4 tiroirs type 6D, incluant distributeur pour matériel d'injection 202.1610.0, console 202.1860.1, à gauche rail latéral 202.3000.0, boîte à déchets avec support 205.1550.0 et porte-sac à déchets 202.3810.0.
260.0310.0	Chariot à narcose comme chariot de traitement 260.0410.0, mais sans le jeu d'accessoires.
260.0420.0 	Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé et galerie sur 3 côtés 202.0020.0, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 6D et 6 tiroirs type 3D, incluant à gauche rail latéral 202.3000.0, boîte à déchets avec support 205.1550.0, support 205.1350.0 et bac en plastique avec couvercle fendu 205.1460.0, à droite rail latéral 202.3000.0 et porte-sac à déchets 202.3810.0.
260.0330.0	Chariot à narcose comme chariot à pansements 260.0420.0, mais sans le jeu d'accessoires.

N° modèle

Description

260.0730.0



Chariot d'endoscopie


4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre.

Corps composé de 2 tiroirs type 6B et 8 tiroirs type 3D, **incluant** châssis de fixation d'accessoires 205.4100.0, rail porte-accessoires 205.0500.0, boîte à déchets avec support 205.1550.0, récipient pour pinces à excision exploratrice 202.4450.0, support pour endoscope 202.4510.0, à gauche rail latéral 202.3000.0 et porte-sac à déchets 202.3810.0.

Chariot à narcose comme chariot d'endoscopie 260.0730.0, mais sans le jeu d'accessoires.

260.0630.0

260.3010.0



Chariot de visite


4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre.

Corps composé de 1 tiroir type 6B, 1 tiroir pour cartothèque suspendue (compatible avec les systèmes usuels) (charge max. d'utilisation 13 kg) et 2 tiroirs type 6 D, **incluant** à gauche 3 rails latéraux 202.3000.0, tablette rabattable 202.6500.0, panier 202.5800.0, à droite rail latéral 202.3000.00 et porte-sac à déchets 202.3810.0.

Chariot de visite comme chariot de visite 260.3010.0, mais sans le jeu d'accessoires.

260.3011.0

260.3020.0



Chariot de visite


4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre.

Corps composé de 2 tiroirs pour cartothèque suspendue (compatibles avec les modèles usuels) (charge max. d'utilisation 13 kg par tiroir), **incluant** à gauche 3 rails latéraux 202.3000.0, tablette rabattable 202.6500.0, panier 202.5800.0, à droite rail latéral 202.3000.0 et porte-sac à déchets 202.3810.0.

Chariot de visite comme chariot de visite 260.3020.0, mais sans le jeu d'accessoires.

260.3021.0

260.3030.0



Chariot de visite


4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre.

Corps composé de 1 tiroir pour cartothèque suspendue (compatible avec les modèles usuels) (charge max. d'utilisation 13 kg), en dessous d'un espace pour radiographies, max. 350 x 520 mm (H x P), **incluant** à gauche 3 rails latéraux 202.3000.0, tablette rabattable 202.6500.0, panier 202.5800.0, à droite rail latéral 202.3000.0 et porte-sac à déchets 202.3810.0.

Chariot de visite comme chariot de visite 260.3030.0, mais sans le jeu d'accessoires.

260.3031.0

260.3050.0



Chariot de visite

4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre.

Corps composé de 2 tiroirs type 6D, en dessous d'un espace pour radiographies, max. 400 x 520 mm (H x P). **Incluant** élément pour PC 202.6410.0, pour dossiers informatiques de patients, avec serrure, tiroir latéral avec emplacement pour ordinateur portable ou Tablet PC et souris, hauteur utile 65 mm, support pour bloc d'alimentation et sortie pour fiche secteur.

Chariot de visite comme chariot de visite 260.3050.0, mais sans le jeu d'accessoires.



260.3051.0

Pour les dimensions exactes des chariots et des tiroirs, SVP voir aux pages 58-60.

Note de commande : les indications suivantes sur les coloris sont nécessaires :
Corps : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard)
ou selon nuancier moyennant supplément.
Panneaux avant, poignées, poignée de manœuvre : selon nuancier.
200.6030.0 Supplément pour revêtement du corps selon nuancier.

varimed[®]

Chariot à plâtre, chariot de soins intensifs complètement équipés





N° modèle	Description
260.1050.0 	Chariot à plâtre 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau en acier inox 18/10, avec bord profilé. Corps composé de 1 tiroir type 9D avec séparations pour plâtres, à gauche 1 tiroir type 6G et 1 tiroir type 6D, à droite 3 tiroirs type 3D, incluant à gauche cuvette en matière plastique 525 x 455 x 220 mm (l x P x H) avec support, support pivotant pour sac à déchets, 1 rouleau de 48 sacs compris, à droite 2 rails latéraux 202.3000.0 avec tablette de rallonge 202.6600.0, en acier inox 18/10.
260.1030.0	Chariot à pansements comme chariot à plâtre 260.1050.0, mais sans le jeu d'accessoires.
260.1770.0 	Chariot de soins intensifs 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en acier inox, avec bord profilé et galerie sur 3 côtés. Corps composé de 2 cadres pour adapter des modules ISO de 600 x 400 x 50 mm et 4 cadres pour modules ISO de 600 x 400 x 100 mm, sans modules, incluant châssis de fixation d'accessoires 205.4100.0 équerres de fixation 205.1150.0, distributeur pour matériel d'injection 202.1610.0, support pour gants 202.5210.0, boîte à déchets avec support 205.1550.0, distributeur pour désinfectants 205.0920.0, à gauche plateau de travail 202.6660.0, à droite rail latéral 202.3000.0 et porte-sac à déchets 202.3710.0.
260.1730.0	Chariot ISO comme chariot de soins intensifs 260.1770.0, mais sans le jeu d'accessoires.

varimed®

Chariots de traitement

Largeur 450 mm

Hauteurs 860 mm et 1010 mm

N° modèle	Description
260.0010.0 	Chariot de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 4 tiroirs type 4D.
260.0020.0 	Chariot de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 4D et 1 tiroir type 4G.
260.0110.0 	Chariot de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 5 tiroirs type 4D.
260.0120.0 	Chariot de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 3 tiroirs type 4D et 1 tiroir type 4G.
202.0010.0 202.0110.0 202.0210.0 202.0310.0	Supplément pour variantes de plateau de travail Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés en matière plastique Plaque d'acier inox Supplément pour plateau de travail tout acier inox Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés tout acier inox


Pour les dimensions exactes des chariots et des tiroirs, SVP voir aux pages 58-60.



Note de commande : les indications suivantes sur les coloris sont nécessaires :
Corps : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard)
ou selon nuancier moyennant supplément.
Panneaux avant, poignées, poignée de manœuvre : selon nuancier.
200.6030.0 Supplément pour revêtement du corps selon nuancier.

varimed®

Chariots à narcose, chariots à pansements et de traitement

Largeur 600 mm Hauteur 860 mm

N° modèle	Description
260.0310.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 4 tiroirs type 6D.
260.0320.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6D et 1 tiroir type 6G.
260.0330.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 6D et 6 tiroirs type 3D.
260.0340.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 3D et 1 tiroir type 6D, compartiment inférieur ouvert avec tôle de fond.
260.0350.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B et 6 tiroirs type 3D.

N° modèle	Description
260.0360.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 6D, 1 porte battante avec charnières à gauche, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable, 3 tiroirs type 3D.
260.0370.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 3D, 2 portes battantes, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable.
260.0380.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 portes battantes, 2 tablettes de rayonnage en plastique, réglables.
202.0020.0 202.0120.0 202.0220.0 202.0320.0	Supplément pour variantes de plateau de travail Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés en matière plastique Plaque d'acier inox Supplément pour plateau de travail tout acier inox Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés tout acier inox






Pour les dimensions exactes des chariots et des tiroirs, SVP voir aux pages 58-60.






Note de commande : les indications suivantes sur les coloris sont nécessaires :
Corps : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard)
ou selon nuancier moyennant supplément.
Panneaux avant, poignées, poignée de manœuvre : selon nuancier.
200.6030.0 Supplément pour revêtement du corps selon nuancier.

varimed®

Chariots à narcose, chariots à pansements et de traitement

Largeur 600 mm Hauteur 1010 mm

N° modèle	Description
260.0610.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B, 2 tiroirs type 6D et 1 tiroir type 6G.
260.0620.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 6D et 8 tiroirs type 3D.
260.0630.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B et 8 tiroirs type 3D.
260.0640.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B, 1 tiroir type 6D et 6 tiroirs type 3D.
260.0650.0	 Chariot à narcose 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B, 4 tiroirs type 3D et 1 tiroir type 6G.
260.0660.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 5 tiroirs type 6D.

N° modèle	Description
260.0670.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé à gauche de 5 tiroirs type 3D, à droite 3 tiroirs type 3D et 1 tiroir type 3G.
260.0680.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 6D, 1 porte battante avec charnières à gauche, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable, 4 tiroirs type 3D.
260.0690.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6D, 1 porte battante avec charnières à gauche, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable, 3 tiroirs type 3D.
260.0700.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 6B, 1 tiroir type 6D, 2 portes battantes, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable.
260.0710.0	 Chariot à pansements et de traitement 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 6D, 2 portes battantes, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable.
202.0020.0 202.0120.0 202.0220.0 202.0320.0	Supplément pour variantes de plateau de travail Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés en matière plastique Plaque d'acier inox Supplément pour plateau de travail tout acier inox Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés tout acier inox

Pour les dimensions exactes des chariots et des tiroirs, SVP voir aux pages 58-60.





Note de commande : les indications suivantes sur les coloris sont nécessaires :
Corps : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard)
ou selon nuancier moyennant supplément.
Panneaux avant, poignées, poignée de manœuvre : selon nuancier.
200.6030.0 Supplément pour revêtement du corps selon nuancier.

varimed®

Chariots à pansements

Largeur 900 mm

Hauteur 860 mm

N° modèle	Description
260.1010.0	 Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 4D, 2 portes battantes, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable.
260.1020.0	 Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé à gauche de 2 tiroirs type 4B, dont 1 comme tablette extensible, 1 porte battante avec charnières à gauche, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable, à droite 4 tiroirs type 4D.
260.1030.0	 Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 1 tiroir type 9D, à gauche 1 tiroir type 6G et 1 tiroir type 6D, à droite 3 tiroirs type 3D.
260.1040.0	 Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 4 tiroirs type 9D.

varimed®

Chariots à pansements

Largeur 900 mm

Hauteur 1010 mm

N° modèle	Description
260.1210.0	Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 tiroirs type 9D, à gauche 3 tiroirs type 4D, à droite 1 tiroir type 4D et 1 tiroir type 4G.
260.1220.0	Chariot à pansements 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé à gauche de 2 tiroirs type 4B, 1 tiroir type 4D, 1 porte battante avec charnières à gauche, 1 tablette de rayonnage en plastique, réglable, à droite 5 tiroirs type 4D.
202.0030.0 202.0130.0 202.0230.0 202.0330.0	Supplément pour variantes de plateau de travail Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés en matière plastique Plaque d'acier inox Supplément pour plateau de travail tout acier inox Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés tout acier inox

Pour les dimensions exactes des chariots et des tiroirs, SVP voir aux pages 58-60.

Note de commande : les indications suivantes sur les coloris sont nécessaires :
Corps : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard)
ou selon nuancier moyennant supplément.
Panneaux avant, poignées, poignée de manœuvre : selon nuancier.
200.6030.0 Supplément pour revêtement du corps selon nuancier.

varimed[®]

Chariots ISO

Largeur 660 mm
Hauteur 860 mm





N° modèle	Description
260.1510.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 4 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 100 mm, sans modules.
260.1520.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 100 mm et 1 cadre pour module de 600 x 400 x 200 mm, sans modules.
260.1530.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 50 mm et 3 cadres pour modules de 600 x 400 x 100 mm, sans modules.
260.1540.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 50 mm, 1 cadre pour module de 600 x 400 x 100 mm et 1 cadre pour module de 600 x 400 x 200 mm, sans modules.
202.0040.0 202.0140.0 202.0240.0 202.0340.0	Supplément pour variantes de plateau de travail Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés en matière plastique Plaque d'acier inox Supplément pour plateau de travail tout acier inox Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés tout acier inox

varimed®

Chariots ISO

Largeur 660 mm

Hauteur 1010 mm













N° modèle	Description
260.1710.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 5 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 100 mm, sans modules.
260.1720.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 3 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 100 mm et 1 cadre pour module de 600 x 400 x 200 mm, sans modules.
260.1730.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 50 mm et 4 cadres pour modules de 600 x 400 x 100 mm, sans modules.
260.1740.0	 Chariot ISO 4 roulettes doubles fermées Ø 125 mm, en matière plastique, roulement à billes, antistatiques, dont 2 roulettes avec blocage total et 1 roulette avec blocage directionnel, revêtement du châssis gris argent, avec disques de protection de mur, plateau de travail en matière plastique gris argent, avec bord profilé, poignée de manœuvre. Corps composé de 2 cadres pour adapter des modules de 600 x 400 x 50 mm, 2 cadres pour modules de 600 x 400 x 100 mm et 1 cadre pour module de 600 x 400 x 200 mm, sans modules.
202.0040.0 202.0140.0 202.0240.0 202.0340.0	Supplément pour variantes de plateau de travail Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés en matière plastique Plaque d'acier inox Supplément pour plateau de travail tout acier inox Supplément pour plateau de travail avec galerie sur 3 côtés tout acier inox

Pour les dimensions exactes des chariots et des tiroirs, SVP voir aux pages 58-60.

Note de commande : les indications suivantes sur les coloris sont nécessaires :
Corps : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard)
ou selon nuancier moyennant supplément.
Panneaux avant, poignées, poignée de manœuvre : selon nuancier.
200.6030.0 Supplément pour revêtement du corps selon nuancier.

varimed®

Variantes de plateaux

N° modèle	Description	N° modèle	Description	N° modèle	Description
202.0010.0	Plateau de travail en matière plastique, gris argent, avec galerie sur 3 côtés, pour chariot fonctionnel de largeur 450 mm (Supplément).	202.0020.0	Plateau de travail en matière plastique, gris argent, avec galerie sur 3 côtés, pour chariot fonctionnel de largeur 600 mm (Supplément).	202.0030.0	Plateau de travail en matière plastique, gris argent, avec galerie sur 3 côtés, pour chariot fonctionnel de largeur 900 mm (Supplément).
					
202.0040.0	Plateau de travail en matière plastique, gris argent, avec galerie sur 3 côtés, pour chariot ISO de largeur 660 mm (Supplément).	202.0110.0	Plaque en acier inox 18/10, pour chariot fonctionnel de largeur 450 mm.	202.0120.0	Plaque en acier inox 18/10, pour chariot fonctionnel de largeur 600 mm.
					
202.0130.0	Plaque en acier inox 18/10, pour chariot fonctionnel de largeur 900 mm.	202.0140.0	Plaque en acier inox 18/10, pour chariot ISO de largeur 660 mm.	202.0210.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique, pour chariot fonctionnel de largeur 450 mm (Supplément).
					
202.0220.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique, pour chariot fonctionnel de largeur 600 mm (Supplément).	202.0230.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique, pour chariot fonctionnel de largeur 900 mm (Supplément).	202.0240.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique, pour chariot ISO de largeur 660 mm (Supplément).
					
202.0310.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique et galerie sur 3 côtés, pour chariot fonctionnel de largeur 450 mm (Supplément).	202.0320.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique et galerie sur 3 côtés, pour chariot fonctionnel de largeur 600 mm (Supplément).	202.0330.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique et galerie sur 3 côtés, pour chariot fonctionnel de largeur 900 mm (Supplément).
					
202.0340.0	Plateau de travail en acier inox 18/10, avec bord profilé périphérique et galerie sur 3 côtés, pour chariot ISO de largeur 660 mm (Supplément).				
					

varimed®

Accessoires pour montage permanent au chariot fonctionnel

1

Fermeture centrale 202.7560.0

pour tiroirs, avec arrêt
(système de fermeture identique sur demande)
Pas de montage ultérieur.

2

Baguettes de plombage 202.5520.0 (paire)

en tôle d'acier, revêtement thermolaqué orange sang RAL 2002, avec 100 plombs, pour chariot d'urgence 260.0400.0.

Baguettes de plombage 202.5530.0 (paire)

en tôle d'acier, revêtement thermolaqué orange sang RAL 2002, avec 100 plombs, pour chariot de hauteur 860 mm, avec tiroirs divisés. (sans ill.)

Baguettes de plombage 202.5540.0 (paire)

en tôle d'acier, revêtement thermolaqué orange sang RAL 2002, avec 100 plombs, pour chariot de hauteur 1010 mm, avec tiroirs divisés. (sans ill.)

Baguette de plombage 202.5550.0

en tôle d'acier, revêtement thermolaqué orange sang RAL 2002, avec 100 plombs, pour chariot de hauteur 860 mm, avec tiroirs non divisés, montée de côte droite. (sans ill.)

Baguette de plombage 202.5560.0

en tôle d'acier, revêtement thermolaqué orange sang RAL 2002, avec 100 plombs, pour chariot de hauteur 1010 mm, avec tiroirs non divisés, montée de côte droite. (sans ill.)

Plombs 202.5450.0

pour baguette de plombage, 200 pièces.
(sans ill.)

3

Attache pour étiquettes 202.4600.0

avec fixation magnétique pour panneaux de tiroir et portes battantes, 10 pièces.

4

Étiquettes de papier 202.4650.0

blanches, pour 202.4600.0, 18 pièces.

5

Étiquettes de papier 202.4660.0

bleues, pour 202.4600.0, 18 pièces.

6

Console 202.1850.1 pour matériel de pansements et d'injection
tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, pour distributeur pour matériels d'injection/ de pansements, avec fixation pour chariot fonctionnel de largeur 450 mm.

7

Console 202.1860.1 pour matériel de pansements et d'injection
pour chariot fonctionnel de largeur 600 mm et 900 mm et chariots ISO de largeur 660 mm, pour le reste, comme 202.1850.1.

Remarque importante :
Les consoles 202.1850.1 à 202.1860.1 ne peuvent pas être montées ensemble avec le système de rail multi-fonctionnel pour le montage à l'arrière du chariot.

8

Distributeur de matériel d'injection 202.1610.0

730 x 240 x 410 mm (l x P x H), boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes et 5 petites cases transparentes, système First-in/ First-out, avec humidificateur/distributeur de tampons.



Distributeur de matériel d'injection 202.1640.0

600 x 200 x 410 mm (l x P x H), boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes et 5 petites cases transparentes, système First-in/ First-out, sans humidificateur/distributeur de tampons.

10

Distributeur de matériel d'injection 202.1650.0

730 x 240 x 410 mm (l x P x H), boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes et 5 petites cases transparentes, retrait et remplissage par le dessus, avec humidificateur/distributeur de tampons.



Distributeur de matériel d'injection 202.1660.0

600 x 200 x 410 mm (l x P x H), boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes cases 202.0001.0 et 5 petites cases 202.0003.0, retrait et remplissage par le dessus, sans humidificateur/distributeur de tampons. Voir la page 43 pour d'autres combinaisons de cases.

(livraison sans consommables)

varimed®

Accessoires pour montage permanent au chariot fonctionnel



VARION LINEA MED

Multiprise quadruple pour appareils médico-techniques C€ 202.4381.0

Multiprise 4 prises Schuko type F pour appareils médico-techniques selon les exigences de CEI601 et suivants, incl. support, amovible.

Dimensions : 530 x 65 x 72 mm (L x l x H).

Les fiches sont sécurisées par un étrier contre un retrait accidentel.

Barre d'équipotentialité avec 4 boulons de raccord selon DIN 42801.

Puissance max. multiprise complète : 2300 W

Fusible bipolaire (T6 3 Ah)

Câble : 3 m avec fiche DIN 49441 forme R2

La multiprise remplit les exigences selon CEI 60601-1-2-13, et elle est admise (selon VDE 0100-710) pour locaux à usage médical du groupe 2.

Montage à l'arrière du chariot.

1

VARION LINEA MED

Multiprise quadruple pour appareils médico-techniques C€ 202.4382.0

comme 202.4381.0, mais sans raccord

d'équipotentialité.

Dimensions : 400 x 65 x 72 mm (L x l x H).

Montage à l'arrière du chariot.

(sans ill.)



Multiprise sextuple 202.4390.0

Multiprise 6 prises Schuko type F, 250 V AC, max. 16 A, Dimensions : 432 x 70 x 45 mm (L x l x H), profilé aluminium anodisé avec bouts arrondis de matière plastique, noir, avec enroule-cordon pratique.

Puissance max. de la multiprise totale : 3600 W

Câble : 1,75 m HO5VV F 1,5 mm², avec fiche angulaire Schuko.

Il n'est pas permis de brancher des appareils électriques médicaux! Pas d'utilisation dans les locaux à usage médical du groupe 2.

Montage à l'arrière du chariot.

(sans ill.)

2

Plateau tournant 202.5110.0

en acier, revêtement thermolaqué aluminium

blanc RAL 9006, 445 x 395 mm (l x P),

vissé sur le côté gauche du chariot,

charge maximale d'utilisation 20 kg.

(Non utilisable avec un distributeur pour matériel d'injection et désinfectants.)

3

Support 202.6860.0

pour unité de réanimation « Weinmann »,

Life Base III sur plate-forme.

Montage du côté de la poignée de manœuvre.

Supports pour d'autres unités Weinmann sur

demande!

4

Potence à perfusion C€ 202.4700.0

en acier inox 18/10, partie supérieure avec 4 crochets,

récepteur collecteur, réglage manuel de la hauteur sur

900 mm, charge max. d'utilisation : 2 kg par crochet.

(vissée à l'arrière du chariot).



5

Planche de réanimation C€ 202.5500.0

390 x 600 x 8 mm (l x H x P), avec fixation, vissée à l'arrière du chariot.

6

Élément 202.6410.0

pour dossiers informatiques de patients, avec serrure,

tiroir latéral avec emplacement pour ordinateur

portable ou Tablet PC et tapis de souris, hauteur utile

65 mm, support pour bloc d'alimentation et sortie

pour fiche secteur, pour chariot fonctionnel de largeur

600 mm (peut être montée ultérieurement). La poignée de manœuvre se trouve alors de côté gauche.

7

Préchauffage C€

pour tiroir type 6D 202.5260.0

réglage et surveillance de la température à l'écran,

réglable jusqu'à 40 degrés maximum. Puissance

absorbée 230 V 60-65 VA, câble avec fiche secteur,

longueur env. 2 m. La profondeur utile du tiroir chauffé

diminue et passe à 310 mm.

8

Plateau de table 202.6660.0

570 x 370 mm (l x P), blanc, avec fixation,

colonne télescopique, hauteur réglable de 850

à 1220 mm, tournant sur 360° par pas de 35°.

Rabattable. Fixation vissée de manière fixe sur

les roulettes du chariot.

Charge maximale d'utilisation : 5 kg.

(pas de montage ultérieur)

varimed®

Le système de rails latéraux pour les accessoires

Jeux d'accessoires

- Simplement accrocher et échanger les accessoires.
- Suspendre les accessoires au lieu de les fixer par vis
- Rails avec une longueur utile de 460 mm – SVP, noter l'espace utilisé par l'accessoire
- Les chariots fonctionnels peuvent être munis d'au max. 3 rails à gauche et 2 rails du côté de la poignée de manœuvre.

Pour le montage des accessoires, SVP considérer des rails porte-accessoires, N° modèle 202.3000.0.



1
Jeu d'accessoires 202.9600.0 pour chariot de traitement
composé de :
2 rails latéraux 202.3000.0 montés à gauche, avec 2 supports 205.1350.0, bac en plastique avec couvercle fermé 205.1450.0, bac en plastique avec couvercle fendu 205.1460.0 et porte-sac à déchets 202.3810.0.



2
Jeu d'accessoires 202.9650.0 pour chariot de traitement
composé de :
1 rail latéral 202.3000.0 monté à gauche, support 205.1350.0, bac en plastique avec couvercle fendu 205.1460.0, boîte à déchets 205.1550.0, rail latéral 202.3000.0 monté à droite, porte-sac à déchets 202.3810.0.



3
Jeu d'accessoires 202.9720.0 pour chariot de traitement
composé de :
distributeur pour matériel d'injection 202.1610.0 avec console 202.1860.1 rail latéral 202.3000.0 monté à gauche, avec carquois 200.1380.0, boîte à déchets 205.1550.0 et coupe-ampoule Cupfix 202.4310.0, pour chariot fonctionnel de largeur 600 mm. (livraison sans consommables)

varimed®

Accessoires à fixer aux rails d'accessoires



1
Rail latéral 202.3000.0
25 x 10 mm, en aluminium,
avec pièces de fixation,
charge maximale d'utilisation 20 kg.
Largeur utile 460 mm.

2
Cuvette rectangulaire, pivotante 202.3230.0
230 x 190 x 40 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10,
avec support et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 220 mm.

3
Cuvette ronde, pivotante 202.3240.0
Ø 220 x 40 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10,
avec support et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 220 mm.



4
Cuvette 202.3300.0
355 x 320 x 65 mm (l x P x H)
en acier inox, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006/
acier inox 18/10.
Largeur utile 380 mm.

5
Support 205.1350.0
290 x 215 x 25 mm (l x P x H)
en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, avec étau pour rail en plastique, pour
bac en plastique 205.1450.0 et 205.1460.0.
Largeur utile 300 mm.

6
Bac en plastique 205.1450.0
225 x 300 x 130 mm (l x P x H)
en polypropylène, avec couvercle fermé.

6
Bac en plastique 205.1460.0
225 x 300 x 130 mm (l x P x H)
en polypropylène, avec couvercle fendu.



7
Seau de 12 litres 202.3470.0
Ø 310 x 270 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 330 mm.

Couvercle 202.1370.0
en acier inox 18/10, pour seau de 12 litres.
(sans ill.)

8
Cuvette de 5 litres 202.3490.0
Ø 330 x 140 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 330 mm.



9

Porte-sac à déchets 202.3710.0

225 x 205 x 360 mm (l x P x H)
corps gris-blanc, en matière plastique,
contenance 8 litres environ, actionné par genou,
pour sacs de 10 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec 2 étaux pour rail en plastique.

Largeur utile 230 mm.

10

Porte-sac à déchets 202.3740.0

350 x 250 x 520 mm (l x P x H)
corps gris-blanc, en matière plastique,
contenance 20 litres environ, actionné par genou,
pour sacs de 20 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec 2 étaux pour rail en plastique.

Largeur utile 260 mm.

A noter SVP :

Le porte-sac à déchets 202.3740.0 ne doit pas être monté sous la poignée de manœuvre des chariots de 860 mm de hauteur (risque de collision du couvercle avec la poignée de manœuvre).

11

Porte-sac à déchets 202.3810.0

265 x 205 x 425 mm (l x P x H)
en fil rilsané, avec couvercle en plastique,
pour sacs de 15 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique, livré ensemble
avec un rouleau de sacs 202.2070.0.

Largeur utile 300 mm.



12

Porte-sac à déchets 202.3910.0

280 x 110 x 410 mm (l x P x H)
en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, avec 2 étaux pour rail en plastique pour
sacs de 15 litres, livré ensemble avec un rouleau
de sacs 202.2070.0.

Largeur utile 300 mm.

Sacs en plastique 202.2070.0

15 litres, rouleau de 48 pièces,
pour 202.3810.0 et 202.3910.0.
(sans ill.)

13

Porte-sac à déchets 205.2100.0

420 x 175 x 410 mm (l x P x H)
en tôle d'acier, revêtement thermolaqué
aluminium blanc RAL 9006, volume : 18 litres,
2 étaux pour rail en plastique.
Le couvercle saillant permet de l'ouvrir avec le genou.
Largeur utile 420 mm.



14

Distributeur de désinfectant 205.0900.0

Réglable en hauteur, pour flacons de 500 ml,
avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en
tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium
blanc RAL 9006, tube de base de 500 mm
de longueur et étau pour rail en plastique.

Largeur utile 100 mm.

15

Distributeur de désinfectant 205.0910.0

Réglable en hauteur, pour flacons de 1.000 ml,
avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en
tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium
blanc RAL 9006, tube de base de 500 mm
de longueur et étau pour rail en plastique.

Largeur utile 100 mm.

16

Distributeur de désinfectant 205.0920.0

Pour flacons de 500 ml, avec pompe en acier inox.
Plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement
thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau
pour rail en plastique.

Largeur utile 100 mm.

17

Distributeur de désinfectant 205.0930.0

Pour flacons de 1.000 ml, avec pompe en acier inox.
Plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement
thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau
pour rail en plastique.

Largeur utile 100 mm.

18

Bac collecteur 205.1050.0

En acier inox 18/10,
pour distributeurs de désinfectant de 500 ml.

19

Bac collecteur 205.1060.0

En acier inox 18/10,
pour distributeurs de désinfectant de 1.000 ml.

varimed®

Accessoires à fixer aux rails d'accessoires

1

Kit « Medi-Müll », 1,5 litre 205.1550.0

20 boîtes en polypropylène à couvercle rouge, avec support en acier inox 18/10 et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 200 mm.

(supports pour d'autres systèmes disponibles sur demande)

Support 205.1510.0

comme 205.1550.0, cependant sans boîtes.

Largeur utile 200 mm.

(supports pour d'autres systèmes disponibles sur demande)

Kit « Medi-Müll », 1,5 litre 205.1600.0

Carton de 100 boîtes, sans support.



2

Coupe-ampoule 202.4310.0

avec récipient collecteur amovible, lime en diamant, fixation en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau pour rail en plastique.

Largeur utile 170 mm.



3

Support pour distributeur de gants 202.5210.0

100 x 150 jusqu'à 280 x 35 mm (l x P x H)

réglable, en acier revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, pour toutes les tailles courantes de cartons, avec étau pour rail en plastique.

Largeur utile 100 jusqu'à env. 165 mm, en fonction de la largeur du carton.

(sans gants)



4

Support pour distributeur de gants 205.1910.0

en acier inox 18/10, avec 2 étaux pour rail en matière plastique pour fixation au rail. Pour toutes les tailles courantes, 3 cartons maxi. Réglable en largeur de 215 à 255 mm, en profondeur de 65 à 90 mm, hauteur : 400 mm.

Largeur utile 400 mm.

Support pour distributeur de gants 205.0001.0

comme 205.1910.0, mais hauteur :

530 mm, pour 4 cartons maxi. (sans ill.)



5

Support pour distributeur de gants 205.1930.0

260 x 400 x 93 mm (l x H x P)

non réglable, en acier inox 18/10,

avec 2 étaux de rail 205.0760.0 en plastique, pour montage au rail.

(peut également être monté à l'horizontale)

Largeur utile 300 mm

(en cas de montage à la verticale).

6

Panier à cathéter 205.1750.0

150 x 100 x 480 mm (l x P x H)

en acier inox 18/10, avec deux crochets, à accrocher au rail porte-accessoires.

Largeur utile 150 mm.



7

Panier 202.5800.0

575 x 280 x 260 mm (l x H x P)

en acier inox 18/10, à accrocher au rail porte-accessoires.

Largeur utile 460 mm.


8

Panier 205.1700.0

300 x 200 x 200 mm (l x P x H)

en acier inox 18/10, avec deux crochets, à accrocher au rail porte-accessoires.

Largeur utile 300 mm.





9



12



10



13



11



14



15

9

Panier 205.1710.0

300 x 200 x 100 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10, avec deux crochets,
à accrocher au rail porte-accessoires.

Largeur utile 300 mm.

10

Carquois 200.1380.0

164 x 75 x 450/560 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10, pour cathéters.
(A suspendre sur la galerie ou le rail latéral.)

Largeur utile 165 mm.

Couvercle 202.4550.0

en acier inox 18/10, pour carquois 200.1380.0
(sans ill.)

11

Support bouteille d'oxygène 205.2200.0

en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium
blanc RAL 9006, avec étau pour rail en plastique,
pour bouteilles allant jusqu'à 5 litres, avec courroie
de fixation. Pour des raisons de sécurité, le rail
latéral doit être démonté afin d'enlever le support
bouteille d'oxygène.

Largeur utile 150 mm.

12

Support de journaux 202.6950.0

500 x 40 x 300 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10.

Largeur utile 460 mm.

13

Tablette rabattable 202.6500.0

400 x 500 x 25 mm (l x P x H)
en plastique, coloris gris-argent
(2 rails latéraux 202.3000.0 nécessaires),
charge maximale d'utilisation 20 kg.

Largeur utile 460 mm.

**Charge maximale d'utilisation pour
montage à des chariots fonctionnels
de 450 mm de largeur : 10 kg!**

14

Tablette rabattable 202.6600.0

500 x 580 x 25 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10
(2 rails latéraux 202.3000.0 nécessaires),
charge maximale d'utilisation 20 kg.

Largeur utile 460 mm.

**Charge maximale d'utilisation pour
montage à des chariots fonctionnels
de 450 mm de largeur : 10 kg!**

15

Collecteur pour linge sale 202.8300.0

400 x 350 x 810 mm (l x P x H)
châssis en acier inox 18/10,
avec cadre soudé avec joint en caoutchouc
(2 rails latéraux 202.3000.0 nécessaires).

Largeur utile 460 mm.

Couvercle avec poignée 202.2310.0

en plastique, avec fixation
(sans ill.)

Couvercle avec poignée 202.2320.0

en plastique, sans fixation
(sans ill.)

varimed®

Système de rail pour chariot fonctionnel

Ils font fort ensemble

Une combinaison solide avec des avantages décisifs : Chariot fonctionnel avec système de rails multifonctionnel.

- Installation simple et ergonomique des accessoires, réglable horizontalement et verticalement.
- Gain de temps grâce à l'optimisation et à la standardisation des étapes de travail.
- Risque de transmission des germes minimisé grâce à la répartition hygiénique des distributeurs.
- Sécurité grâce à la mise en bonne place stable, pratique et ergonomique des outils de travail.
- Utilisation de rails porte-accessoires standardisés 25 x 10 mm.
- Peut être installé en option sur des chariots existants.






varimed®

Le système de rails multifonctionnel pour des accessoires


Ce système de rail transforme le chariot fonctionnel en poste de travail mobile aménagé de façon individuelle.

Utilisez la diversité du système pour en faire votre assistant.

- Les tubes de base (A) sont disponibles en plusieurs longueurs. Ils permettent de fixer des accessoires à la hauteur de travail souhaitée.
- Les rails porte-accessoires (B) se déplacent facilement vers le haut ou vers le bas.
- Un étau (C) permet de déplacer horizontalement les tubes courts le long du rail porte-accessoires.
- Les tubes de base et les rails porte-accessoires sont en aluminium et les étaux et éléments de fixation sont en plastique.
- Le système de rail, tel qu'il est représenté dans l'illustration, ne pèse que 2,5 kg.



Dimensions



Longueurs des tubes de base en fonction des hauteurs des chariots.

varimed®

Système de rail multifonctionnel

Châssis de fixation d'accessoires

Jeux d'accessoires




1
Châssis de fixation d'accessoires 205.4000.0
en aluminium/plastique,
à fixer sur le côté du chariot fonctionnel,
se compose de :
4 éléments de fixation de base (205.0100.0)
1 tube de base de 1500 mm (205.0290.0)
1 tube de base de 800 mm (205.0220.0)
2 rails porte-accessoires 25 x 10 x 510 mm
(205.0500.0).



2
Jeu d'accessoires 205.4010.0 pour châssis 205.4000.0
1 support boîte de gants (205.1900.0)
1 distributeur de désinfectant (205.0900.0)
1 panier (205.1710.0)
1 panier à cathéter (205.1750.0).

3
Châssis de fixation d'accessoires 205.4120.0
en aluminium/plastique,
à fixer à l'arrière de chariots fonctionnels
de 450 mm de largeur,
se compose de :
4 éléments de fixation (205.0100.0)
2 tubes de base de 1500 mm (205.0290.0)
1 rail porte-accessoires 25 x 10 x 360 mm
(205.0540.0)



4
Châssis de fixation d'accessoires 205.4100.0
en aluminium/plastique,
à fixer à l'arrière de chariots fonctionnels
de 600 ou 660 mm de largeur,
se compose de :
4 éléments de fixation de base (205.0100.0)
2 tubes de base de 1500 mm (205.0290.0)
1 rail porte-accessoires 25 x 10 x 510 mm
(205.0500.0).


5
Châssis de fixation d'accessoires 205.4140.0
en aluminium/plastique,
à fixer à l'arrière de chariots fonctionnels
de 900 mm de largeur,
se compose de :
4 éléments de fixation de base (205.0100.0)
2 tubes de base de 1500 mm (205.0290.0)
1 rail porte-accessoires 25 x 10 x 810 mm
(205.0530.0).



6
Jeu d'accessoires 205.4130.0 pour châssis 205.4120.0
 1 tablette (205.1270.0)
 1 équerre de fixation (205.1140.0) pour accrocher un distributeur de matériel d'injection ou de pansement.

7
Jeu d'accessoires 205.4110.0 pour châssis 205.4100.0
 1 tablette (205.1280.0)
 1 équerre de fixation (205.1150.0) pour accrocher un distributeur de matériel d'injection ou de pansement.

8
Jeu d'accessoires 205.4150.0 pour châssis 205.4140.0
 1 tablette (205.1290.0)
 1 équerre de fixation (205.1160.0) pour accrocher un distributeur de matériel d'injection ou de pansement.



9
Châssis de fixation d'accessoires 205.4200.0
 en aluminium/plastique, à fixer sur le côté du chariot fonctionnel, se compose de :
 4 éléments de fixation de base (205.0100.0)
 2 tubes de base de 900 mm (205.0230.0)
 2 rails porte-accessoires 25 x 10 x 510 mm (205.0500.0)



10
Jeu d'accessoires 205.4210.0 pour châssis 205.4200.0
 1 kit « Medi-Müll » 1,5 litres (205.1550.0)
 1 support (205.1350.0)
 1 bac en plastique (205.1450.0)
 1 porte-sac à déchets (205.2100.0)

varimed®

Système de rails multifonctionnel

Éléments de base

N° modèle	Description
205.0100.0	 Élément de fixation de base En plastique, pour tubes de base 205.0200.0 à 205.0290.0 (2 éléments par tube), à fixer sur le chariot.
205.0200.0	 Tube de base 500 mm En aluminium anodisé, Ø 25 mm, avec embouts.
205.0210.0	Tube de base 600 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0220.0	Tube de base 800 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0230.0	Tube de base 900 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0240.0	Tube de base 1000 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0250.0	Tube de base 1100 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0260.0	Tube de base 1200 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0270.0	Tube de base 1300 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0280.0	Tube de base 1400 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0290.0	Tube de base 1500 mm Autres caractéristiques identiques au modèle 205.0200.0
205.0500.0	 Rail porte-accessoires 25 x 10 x 510 mm En aluminium anodisé, permet d'accrocher des accessoires, 2 étaux 205.0600.0 inclus. À fixer à l'arrière des chariots fonctionnels de 600 et 660 mm de largeur ou sur le côté des chariots fonctionnels de 450, 600, 660 et 900 mm de largeur. Charge max. d'utilisation : 20 kg. Largeur utile 450 mm.
205.0530.0	Rail porte-accessoires 25 x 10 x 810 mm À fixer à l'arrière des chariots fonctionnels de 900 mm de largeur, autres caractéristiques identiques au modèle 205.0500.0. Charge max. d'utilisation : 20 kg. Largeur utile 750 mm.
205.0540.0	Rail porte-accessoires 25 x 10 x 360 mm À fixer à l'arrière des chariots fonctionnels de 450 mm de largeur, autres caractéristiques identiques au modèle 205.0500.0. Charge max. d'utilisation : 20 kg. Largeur utile 300 mm.

varimed®

Système de rails multifonctionnel

Accessoires à fixer aux tubes de base



1
Équerre de fixation 205.1140.0
Pour distributeur de matériel de pansements/d'injection
590 mm de largeur, en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 4 étaux en plastique, pour fixer au châssis de fixation d'accessoires 205.4120.0.

2
Équerre de fixation 205.1150.0
Pour distributeur de matériel de pansements/d'injection
590 mm de largeur, en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 4 étaux en plastique, pour fixer au châssis de fixation d'accessoires 205.4100.0.

3
Équerre de fixation 205.1160.0
Pour distributeur de matériel de pansements/d'injection
panneau arrière 890 mm de largeur, 590 mm surface d'appui pour distributeur, en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 4 étaux en plastique, pour fixer au châssis de fixation d'accessoires 205.4140.0.

4
Distributeur pour matériel d'injection 202.1610.0
730 x 240 x 410 mm (l x P x H)
boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes et 5 petites cases transparentes, système First-in/ First-out, avec humidificateur/distributeur de tampons.

5
Tablette 205.1270.0
450 x 300 mm (l x P), en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 4 étaux en plastique, à glisser sur les tubes de bases du châssis 205.4120.0.
Charge maximale d'utilisation : 15 kg.

6
Tablette 205.1280.0
600 x 300 mm (l x P), en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 4 étaux en plastique, à glisser sur les tubes de bases du châssis 205.4100.0.
Charge maximale d'utilisation : 15 kg.

7
Tablette 205.1290.0
900 x 300 mm (l x P), en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 4 étaux en plastique, à glisser sur les tubes de bases du châssis 205.4140.0.
Charge maximale d'utilisation : 15 kg.

8
Distributeur pour matériel d'injection 202.1650.0
730 x 240 x 410 mm (l x P x H)
boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes et 5 petites cases transparentes, retrait et remplissage par le dessus, avec humidificateur/distributeur de tampons.

9
Distributeur pour matériel d'injection 202.1640.0
600 x 200 x 410 mm (l x P x H)
boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes et 5 petites cases transparentes, système First-in/ First-out, sans humidificateur/distributeur de tampons.

10
Distributeur pour matériel d'injection 202.1660.0
600 x 200 x 410 mm (l x P x H)
boîtier gris, en plastique, avec 3 grandes cases 202.0001.0 et 5 petites cases 202.0003.0, retrait et remplissage par le dessus, sans humidificateur/distributeur de tampons.
(sans consommables)

Kit avec 3 cases 202.0001.0
retrait et remplissage par le dessus

Kit avec 5 cases 202.0003.0
retrait et remplissage par le dessus

11
Kit avec 4 cases 202.0002.0
retrait et remplissage par le dessus

varimed®

Système de rails multifonctionnel

Accessoires à fixer aux tubes de base



1
Distributeur de désinfectant 205.0950.0
pour flacons de 500 ml, avec plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau en plastique, se fixe sur le tube de base.

2
Distributeur de désinfectant 205.0960.0
pour flacons de 1.000 ml, avec plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau en plastique, se fixe sur le tube de base.

3
Bac collecteur 205.1050.0
En acier inox 18/10,
pour distributeurs de désinfectant de 500 ml.

4
Bac collecteur 205.1060.0
En acier inox 18/10,
pour distributeurs de désinfectant de 1.000 ml.



5
Tablette multifonction 205.2300.0
en Trespa, 420 x 388 x 8 mm (l x P x H), support en acier inox 18/10, avec 2 étaux en plastique, à glisser sur les tubes de base (utilisable uniquement sur le côté du chariot fonctionnel).
Charge maximale d'utilisation : 12 kg.

6
Porte-sérum 205.0450.0
En plastique, 4 crochets,
à insérer dans le tube de base.
Charge maximale d'utilisation : 2 kg par crochet.



7
Support pour distributeur de gants 205.1900.0
en acier inox 18/10, avec 2 étaux en plastique, à glisser sur le tube de base d'une longueur de 1.300 mm au min. Pour toutes les tailles courantes, 3 cartons maxi. Réglable en largeur de 215 à 255 mm, en profondeur de 65 à 90 mm, hauteur : 400 mm.

Support pour distributeur de gants 205.0002.0
comme 205.1900.0, mais hauteur : 530 mm, pour 4 cartons maxi. (w/o ill.)

8
Support pour distributeur de gants 205.1920.0
260 x 400 x 93 mm (l x H x P), non réglable, en acier inox 18/10, avec 2 étaux en plastique 205.0700.0 à glisser sur le tube de base (d'une longueur de 1.300 mm au min.)

9
Support de moniteur 205.1800.0
en acier revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec 2 étaux en plastique 205.0700.0, à glisser sur le tube de base (d'une longueur de 1.300 mm au min.), supporte les standards VESA 75x75/100x100 mm, supporte un poids max. de 10 kg

varimed®

Système de rails multifonctionnel

Accessoires à fixer aux rails porte-accessoires



1+2

1 **Cuvette rectangulaire, pivotante 202.3230.0**

230 x 190 x 40 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10,
avec support et étaux pour rail en plastique.
Largeur utile 220 mm.

2 **Cuvette ronde, pivotante 202.3240.0**

Ø 220 x 40 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10,
avec support et étaux pour rail en plastique.
Largeur utile 220 mm.



3



4+5

3 **Cuvette 202.3300.0**

355 x 320 x 65 mm (l x P x H)
en acier inox, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006/
acier inox 18/10 et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 380 mm.

4 **Support 205.1350.0**

290 x 215 x 25 mm (l x P x H)
en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, avec étau pour rail en plastique,
pour les cuvettes 205.1450.0 et 205.1460.0.
Largeur utile 300 mm.



6

5 **Bac en plastique 205.1450.0**

225 x 300 x 130 mm (l x P x H)
en polypropylène, avec couvercle fermé.

Bac en plastique 205.1460.0

225 x 300 x 130 mm (l x P x H)
en polypropylène, avec couvercle fendu.

6 **Cuvette de 5 litres 202.3490.0**

Ø 330 x 140 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 330 mm.

Couvercle 202.1370.0

en acier inox 18/10, pour seau de 12 litres.
(sans ill.)

7 **Seau de 12 litres 202.3480.0**

Ø 310 x 270 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 330 mm.



7

varimed®

Système de rails multifonctionnel

Accessoires à fixer aux rails porte-accessoires

1

Porte-sac à déchets 202.3710.0

225 x 205 x 360 mm (l x P x H)
corps gris-blanc, en matière plastique,
contenance 8 litres environ, actionné par genou,
pour sacs de 10 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec 2 étaux pour rail en plastique.

Largeur utile 230 mm.

2

Porte-sac à déchets 202.3740.0

350 x 250 x 520 mm (l x P x H)
corps gris-blanc, en matière plastique,
contenance 20 litres environ, actionné par genou,
pour sacs de 20 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
et 2 étaux pour rail en plastique.

Largeur utile 260 mm.

3

Porte-sac à déchets 202.3810.0

265 x 205 x 425 mm (l x P x H)
en fil rilsané, avec couvercle en plastique,
pour sacs de 15 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique, livré ensemble
avec un rouleau de sacs 202.2070.0.

Largeur utile 300 mm.

4

Porte-sac à déchets 202.3910.0

280 x 110 x 410 mm (l x P x H)
en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, avec 2 étaux pour rail en plastique pour
sacs de 15 litres, livré ensemble avec un rouleau de
sacs 202.2070.0.

Largeur utile 300 mm.

Sacs à déchets 202.2070.0

15 litres, rouleau de 48 pièces,
pour 202.3810.0 et 202.3910.0.

5

Porte-sac à déchets 205.2100.0

420 x 175 x 410 mm (l x P x H)
en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium
blanc RAL 9006, volume : 18 litres, 2 étaux pour rail
en plastique. Son couvercle saillant permet de l'ouvrir
avec le genou.

Largeur utile 420 mm.

6

Kit « Medi-Müll » 1,5 litre 205.1550.0

20 boîtes en polypropylène à couvercle rouge,
avec support en acier inox 18/10 et étau pour rail
en plastique.

Largeur utile 200 mm.

(supports pour autres systèmes disponibles
sur demande)

Support 205.1510.0

comme 205.1550.0, cependant sans boîtes.

Largeur utile 200 mm.

(supports pour d'autres systèmes disponibles sur
demande)

Boîtes « Medi-Müll » 1,5 litre 205.1600.0

carton de 100 boîtes, sans support



1



4



2



5



3



6



7



8+9+10+11



12



13+14



15



16

7

Coupe-ampoule Cupfix 202.4310.0
avec récipient collecteur amovible, lime en diamant et fixation en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 170 mm.

8

Distributeur de désinfectant 205.0900.0
Réglable en hauteur, pour flacons de 500 ml, avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, tube de base de 500 mm de longueur et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

9

Distributeur de désinfectant 205.0910.0
Réglable en hauteur, pour flacons de 1.000 ml, avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, tube de base de 500 mm de longueur et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

10

Bac collecteur 205.1050.0
En acier inox 18/10, pour distributeurs de désinfectant de 500 ml.

11

Bac collecteur 205.1060.0
En acier inox 18/10, pour distributeurs de désinfectant de 1.000 ml.

12

Distributeur de gants 202.5210.0
100 x 150 bis 280 x 35 mm (l x P x H), réglable, en acier revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, pour toutes les tailles courantes de cartons, avec étau en plastique.
Largeur utile 100 jusqu'à env. 165 mm, en fonction de la largeur du carton.
(sans gants)

13

Distributeur de désinfectant 205.0920.0
Pour flacons de 500 ml, avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

14

Distributeur de désinfectant 205.0930.0
Pour flacons de 1.000 ml, avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

15

Support pour distributeur de gants 205.1910.0
en acier inox 18/10, avec 2 étaux pour rail en plastique. Pour toutes les tailles courantes, 3 cartons maxi. Réglable en largeur de 215 à 255 mm, en profondeur de 65 à 90 mm, hauteur : 400 mm.
Largeur utile 400 mm.

16

Support pour distributeur de gants 205.1930.0
260 x 400 x 93 mm (l x H x P), non réglable, en acier inox 18/10, avec 2 étaux de rail en plastique 205.0760.0, pour montage au rail.
Largeur utile 400 mm.
(au cas de montage à l'horizontale)

varimed®

Système de rails multifonctionnel

Accessoires à fixer aux rails porte-accessoires

1

Panier à cathéter 205.1750.0

150 x 100 x 480 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10, avec deux crochets,
à accrocher au rail porte-accessoires.
Largeur utile 150 mm.

2

Panier 205.1700.0

300 x 200 x 200 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10, avec deux crochets,
à accrocher au rail porte-accessoires.
Largeur utile 300 mm.

3

Panier 205.1710.0

300 x 200 x 100 mm (l x P x H)
en acier inox 18/10, avec deux crochets,
à accrocher au rail porte-accessoires.
Largeur utile 300 mm.

4

Support de bouteille d'oxygène 205.2200.0

En tôle d'acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006, avec étau pour rail en plastique, pour bouteilles allant jusqu'à 5 litres, avec courroie de fixation.

Largeur utile 150 mm.

5

Récipient 202.4450.0

250 x 300 x 150 mm (l x H x P)
pour pinces à excision exploratrice, en acier inox 18/10
avec support, à accrocher au rail porte-accessoires.

6

Support pour endoscopes 202.4510.0

avec 2 étaux pour montage sur rails porte-accessoires.
(deux rails nécessaires)



1



4



2



3



5+6






varimed®

Étaux pour commandes ultérieures






N° modèle		Description
205.0600.0		Étau en deux parties En plastique, à fixer sur le tube de base, permet de fixer les rails porte-accessoires 205.0500.0 à 205.0540.0.
205.0610.0		Étau pour rail porte-accessoires En plastique, avec bouton cannelé.
205.0700.0		Étau de serrage En plastique, avec bouton cannelé.
205.0750.0		Étau pour rail En plastique, avec bouton cannelé, coulissant , permet de fixer des accessoires.
205.0760.0		Étau pour rail En plastique, avec bouton cannelé, à accrocher , permet de fixer des accessoires.

varimed®

Séparations de tiroirs

N° modèle	Bac en polystyrol avec divisions fixes	Description
202.8500.0		Séparations de tiroir Avec bac fermé et 3 divisions fixes, en polystyrol, 204 x 481 x 70 mm (l x P x H), pour tiroir type 3 D.
202.8520.0		Séparations de tiroir Avec bac fermé et 3 divisions fixes, en polystyrol, 354 x 481 x 70 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 D.
202.8540.0		Séparations de tiroir Avec bac fermé et 14 divisions fixes, en polystyrol, 504 x 481 x 44 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 B.
202.8550.0		Séparations de tiroir Avec bac fermé et 6 divisions fixes, en polystyrol, 504 x 481 x 44 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 B.
202.8560.0		Séparations de tiroir Avec bac fermé et 6 divisions fixes, en polystyrol, 504 x 481 x 70 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 D.
202.8590.0		Séparations de tiroir Avec bac fermé et 6 divisions fixes, en polystyrol, 804 x 481 x 44 mm (l x P x H), pour tiroir type 9 D.

Cadre en aluminium, sans fond

N° modèle	Description
202.8800.0 	Kit de séparations de tiroir 198 x 476 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 3 D, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025982 rails en aluminium, longitudinaux 471 x 55 mm 2 pces 2025887 rails en aluminium, transversaux 181 x 55 mm 2 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits 2 pces 2025896 clips de connexion, SAN 20/35 gauches subdivisions se composant de : 6 pces 2025887 rails en aluminium, transversaux 181 x 55 mm 6 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits 6 pces 2025896 clips de connexion, SAN 20/35 gauches
202.8820.0 	Kit de séparations de tiroir 350 x 476 x 35 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 B, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025883 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 35 mm 2 pces 2025888 rails en aluminium, transversaux 350 x 35 mm 2 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits 2 pces 2025896 clips de connexion, SAN 20/35 gauches subdivisions se composant de : 1 pce 2025883 rail en aluminium, longitudinal 454 x 35 mm 1 pce 2025895 clip de connexion, SAN 20/35 droit 1 pce 2025896 clip de connexion, SAN 20/35 gauche 6 pces 2025902 subdivisions, SAN 160 x 35 mm 6 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8830.0 	Kit de séparations de tiroir 350 x 476 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 D, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025884 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 55 mm 2 pces 2025889 rails en aluminium, transversaux 350 x 55 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches subdivisions se composant de : 1 pce 2025884 rail en aluminium, longitudinal 454 x 55 mm 1 pce 2025897 clip de connexion, SAN 45/55 droit 1 pce 2025898 clip de connexion, SAN 45/55 gauche 6 pces 2025903 subdivisions, SAN 160 x 55 mm 6 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8840.0 	Kit de séparations de tiroir 350 x 476 x 100 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 G, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025885 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 100 mm 2 pces 2025890 rails en aluminium, transversaux 350 x 100 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches subdivisions se composant de : 1 pce 2025885 rail en aluminium, longitudinal 454 x 100 mm 1 pce 2025897 clip de connexion, SAN 45/55 droit 1 pce 2025898 clip de connexion, SAN 45/55 gauche 6 pces 2025904 subdivisions, SAN 160 x 100 mm 6 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8850.0 	Kit de séparations de tiroir 498 x 476 x 35 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 B, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025883 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 35 mm 2 pces 2025891 rails en aluminium, transversaux 498 x 35 mm 2 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits 2 pces 2025896 clips de connexion, SAN 20/35 gauches subdivisions se composant de : 2 pces 2025883 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 35 mm 2 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits 2 pces 2025896 clips de connexion, SAN 20/35 gauches 7 pces 2025899 subdivisions, SAN 150 x 35 mm 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8860.0 	Kit de séparations de tiroir 498 x 476 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 D, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025884 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 55 mm 2 pces 2025892 rails en aluminium, transversaux 498 x 55 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches subdivisions se composant de : 2 pces 2025884 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 55 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches 7 pces 2025900 subdivisions, SAN 150 x 55 mm 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

varimed®

Séparations de tiroirs

Cadre en aluminium, sans fond

N° modèle	Description
202.8870.0	Kit de séparations de tiroir 498 x 476 x 100 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 G, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025885 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 100 mm 2 pces 2025893 rails en aluminium, transversaux 498 x 100 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches subdivisions se composant de : 2 pces 2025885 rails en aluminium, longitudinaux 454 x 100 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches 7 pces 2025901 subdivisions, SAN 150 x 100 mm 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8880.0	Kit de séparations de tiroir 798 x 476 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 9 D, désassemblées, cadre en aluminium anodisé, se composant de : 2 pces 2025982 rails en aluminium, longitudinaux 471 x 55 mm 2 pces 2025894 rails en aluminium, transversaux 781 x 55 mm 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches subdivisions se composant de : 3 pces 2025894 rails en aluminium, transversaux 781 x 55 mm 3 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits 3 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches 3 pces 2025905 subdivisions, SAN 170 x 55 mm 3 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

Bac en acrylique


202.8900.0	Kit de séparations de tiroir 195 x 470 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 3 D, se composant de : 1 pce 2026024 bac en acrylique 6 pces 2025906 subdivisions, SAN 176 x 55 mm 6 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8920.0	Kit de séparations de tiroir 347 x 471 x 35 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 B, se composant de : 1 pce 2026025 bac en acrylique 1 pce 2025907 subdivision, SAN 446 x 35 mm 6 pces 2025902 subdivisions, SAN 160 x 35 mm 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits
202.8930.0	Kit de séparations de tiroir 347 x 471 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 D, se composant de : 1 pce 2026026 bac en acrylique 1 pce 2025908 subdivision, SAN 446 x 55 mm 6 pces 2025903 subdivisions, SAN 160 x 55 mm 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

N° modèle

Bac en acrylique

Description

202.8940.0




Kit de séparations de tiroir

347 x 471 x 100 mm (l x P x H), pour tiroir type 4 G,
se composant de :

- 1 pce 2026027 bac en acrylique
- 1 pce 2025909 subdivision en acrylique 443 x 100 mm
- 1 pce 2025897 clip de connexion, SAN 45/55 droit
- 1 pce 2025898 clip de connexion, SAN 45/55 gauche
- 6 pces 2025904 subdivisions, SAN 160 x 100 mm
- 6 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

202.8950.0




Kit de séparations de tiroir

495 x 471 x 35 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 B,
se composant de :

- 1 pce 2026028 bac en acrylique
- 2 pces 2025907 subdivisions, SAN 446 x 35 mm
- 7 pces 2025899 subdivisions, SAN 150 x 35 mm
- 9 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

202.8960.0




Kit de séparations de tiroir

495 x 471 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 D,
se composant de :

- 1 pce 2026029 bac en acrylique
- 2 pces 2025908 subdivisions, SAN 446 x 55 mm
- 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits
- 7 pces 2025900 subdivisions, SAN 150 x 55 mm
- 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

202.8970.0




Kit de séparations de tiroir

495 x 471 x 100 mm (l x P x H), pour tiroir type 6 G,
se composant de :

- 1 pce 2026030 bac en acrylique
- 2 pces 2025909 subdivisions en acrylique 443 x 100 mm
- 2 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits
- 2 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches
- 7 pces 2025904 subdivisions, SAN 160 x 100 mm
- 7 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits

202.8980.0



Kit de séparations de tiroir







795 x 471 x 55 mm (l x P x H), pour tiroir type 9 D,
se composant de :

- 1 pce 2026031 bac en acrylique
- 3 pces 2025910 subdivisions, PVC 773 x 55 mm
- 3 pces 2025897 clips de connexion, SAN 45/55 droits
- 3 pces 2025898 clips de connexion, SAN 45/55 gauches
- 3 pces 2025905 subdivisions, SAN 170 x 55 mm
- 3 pces 2025895 clips de connexion, SAN 20/35 droits








varimed®

Séparations de tiroirs, composants individuels de séparations de tiroir

Pour séparations avec cadre en aluminium
de 202.8800.0 à 202.8880.0

N° modèle	Description	N° modèle	Description	N° modèle	Description
2025883	Rails en aluminium, longitudinaux, 454 x 35 mm, 2 pces 	2025884	Rails en aluminium, longitudinaux, 454 x 55 mm, 2 pces	2025982	Rails en aluminium, longitudinaux, 471 x 55 mm, 2 pces
		2025885	Rail en aluminium, longitudinal, 454 x 100 mm	2025887	Rails en aluminium, transversaux, 181 x 55 mm, 4 pces
2025888	Rails en aluminium, transversaux, 350 x 35 mm, 2 pces	2025890	Rail en aluminium, transversal, 350 x 100 mm	2025892	Rails en aluminium, transversaux, 498 x 55 mm, 2 pces
2025889	Rails en aluminium, transversaux, 350 x 55 mm, 2 pces	2025891	Rails en aluminium, transversaux, 498 x 35 mm, 2 pces	2025893	Rail en aluminium, transversal, 498 x 100 mm
				2025894	Rail en aluminium, transversal, 781 x 55 mm
2025895	Clips de connexion, SAN 20/35 droits, 5 pces 	2025896	Clips de connexion, SAN 20/35 gauches, 5 pces 	2025897	Clips de connexion, SAN 45/55 droits, 5 pces 
2025898	Clips de connexion, SAN 45/55 gauches, 5 pces 				
2025899	Subdivisions, SAN 150 x 35 mm, 4 pces 	2025900	Subdivisions, SAN 150 x 55 mm, 4 pces	2025902	Subdivisions, SAN 160 x 35 mm, 4 pces
		2025901	Subdivisions, SAN 150 x 100 mm, 2 pces	2025903	Subdivisions, SAN 160 x 55 mm, 4 pces
2025904	Subdivisions, SAN 160 x 100 mm, 2 pces				
2025905	Subdivisions, SAN 170 x 55 mm, 4 pces				

**Pour séparations avec bac en acrylique
de 202.8900.0 à 202.8980.0**

N° modèle	Description	N° modèle	Description	N° modèle	Description
2026024	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8900.0	2026025	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8920.0	2026027	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8940.0
		2026026	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8930.0	2026028	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8950.0
2026029	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8960.0	2026031	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8980.0		
2026030	Bac en acrylique pour kit de séparations 202.8970.0				
2025895	Clips de connexion, SAN 20/35 droits, 5 pces	2025896	Clips de connexion, SAN 20/35 gauches, 5 pces	2025897	Clips de connexion, SAN 45/55 droits, 5 pces
					
2025898	Clips de connexion, SAN 45/55 gauches, 5 pces				
					
2025899	Subdivisions, SAN 150 x 35 mm, 4 pces	2025900	Subdivisions, SAN 150 x 55 mm, 4 pces	2025903	Subdivisions, SAN 160 x 55 mm, 4 pces
		2025902	Subdivisions, SAN 160 x 35 mm, 4 pces	2025904	Subdivisions, SAN 160 x 100 mm, 2 pces
2025905	Subdivisions, SAN 170 x 55 mm, 4 pces	2025907	Subdivisions, SAN 446 x 35 mm, 2 pces	2025909	Subdivisions en acrylique 443 x 100 mm, 2 pces
2025906	Subdivisions, SAN 176 x 55 mm, 2 pces	2025908	Subdivisions, SAN 446 x 55 mm, 2 pces	2025910	Subdivision, PVC 773 x 55 mm
					

varimed[®]

Modules pour chariots ISO

N° modèle		Description
204.1260.0		Module Flex en ABS* gris, 600 x 400 x 50 mm (l x P x H), pour cadre S.
204.1270.0		Module Flex en PC*, 600 x 400 x 50 mm (l x P x H), pour cadre S.
204.5210.0		Module Flex, séparation transversale en PC**, 400 x 50 mm.
204.5360.0		Module Flex, séparation longitudinale en PC**, 600 x 50 mm.
204.1310.0		Module Flex en ABS* gris, 600 x 400 x 100 mm (l x P x H), pour cadre L.
204.1320.0		Module Flex en PC*, 600 x 400 x 100 mm (l x P x H), pour cadre L.
204.5260.0		Module Flex, séparation transversale en PC**, 400 x 100 mm.
204.5410.0		Module Flex, séparation longitudinale en PC**, 600 x 100 mm.

N° modèle		Description
204.1360.0		Module Flex en ABS* gris, 600 x 400 x 200 mm (l x P x H), pour cadre M.
204.1370.0		Module Flex en PC*, 600 x 400 x 200 mm (l x P x H), pour cadre M.
204.5310.0		Module Flex, séparation transversale en PC**, 400 x 200 mm.
204.5460.0		Module Flex, séparation longitudinale en PC**, 600 x 200 mm.

* **ABS** Acrylonitrile Butadiène Styrène

Propriété : résistant aux rayures

Résistance à chaud : en permanence max. + 80° C, brièvement max. + 100° C

Résistance aux produits chimiques : bonne résistance contre l'essence, les lessives alcalines et les lubrifiants, résistance restreinte contre les alcools et les acides

** **PC** Polycarbonate

Propriété : résistance aux chocs extrêmement élevée, solidité élevée et résistance à chaud



Résistance à chaud : en permanence max. + 125° C, brièvement max. + 140° C

Résistance aux produits chimiques : bonne résistance contre les acides faibles, résistance restreinte contre les alcools et les lubrifiants



varimed[®]

Dimensions des chariots


Chariots 450 mm de large, 560 mm de profondeur




Chariots 600 mm de large, 560 mm de profondeur



Chariots 900 mm de large, 560 mm de profondeur




Chariots ISO 660 mm de largeur, 560 mm de profondeur




varimed®

Dimensions des tiroirs


Type 3 D




Type 3 G




Type 4 B




Type 4 D




Type 4 G




Type 6 B




Type 6 D



Type 6 G



Type 9 D



Possibilités d'arrangement des tiroirs

Frontal du tiroir type 4G
450 mm de large, 300 mm de haut

4 G

4 D

4 D

4 B

4 B

Frontal du tiroir type 6G
600 mm de large, 300 mm de haut

6 G

6 D

6 D

6 B

6 B

3 G

3 G

3 D

3 D

3 D

3 D

Frontal du tiroir type 9D
900 mm de large, 150 mm de haut

9 D

4 D

4 D

4 B


4 B

varimed®


Coloris de laque

Descriptions des modèles et des matériaux


Couche de laque




blanc gris RAL 9002




blanc pur RAL 9010



gris albâtre RAL 0007500*




gris clair RAL 7035



gris anthracite RAL 7016



noir foncé RAL 9005



aluminium blanc RAL 9006




aluminium gris RAL 9007




jaune colza RAL 1009050*



jaune de sécurité RAL 1003




orangé pastel RAL 2003




ivoire clair RAL 1015



beige sahara RAL 0607030*



vieux rose RAL 3014




violet bruyère RAL 4003




orangé sang RAL 2002




vert clair RAL 6027




vert citron RAL 1008060*



vert feuillage RAL 1206050*



bleu blanc RAL 2408015*



bleu clair RAL 2606030*



bleu saphir RAL 5003



antimicrobien

Ces couleurs seront fournies comme revêtement antimicrobien à partir de janvier 2018.

* Nuances RAL

Revêtement antimicrobien

Le revêtement antimicrobien permet une réduction constante et durable de la colonisation bactérienne, de l'apparition de moisissure et de la prolifération fongique.

Le revêtement antimicrobien fait reculer jusqu'à 80 % certains agents pathogènes en l'espace de 15 min et jusqu'à 99 % au cours des deux premières heures.

Le revêtement antimicrobien inhibe la croissance d'une large palette de microorganismes :

MRSA
E.coli
Salmonelles
Légionelles
Aspergillus niger


Le revêtement antimicrobien est testé selon la norme ISO 22196:2011 pour la réduction des microbes. Seuls les revêtements avec une réduction minimum de 95 % sont autorisés.

Vous trouverez de plus amples informations en consultant le site www.biocote.com.

Les microbes ont une très longue durée de vie sur les surfaces non traitées :

Microbe	Durée de vie
MRSA	jusqu'à 7 mois
Salmonelles	14 jours
Aspergillus niger	les traces survivent pendant plusieurs années
E.coli	jusqu'à 16 mois

Diminution proportionnelle de MRSA et E.coli sur une surface protégée (ISO 22196:2011)



Corps

Construction 'sandwich', auto-porteuse en métal à double paroi, isolation thermique et phonique, rigidité élevée, surfaces lisses intérieurement et extérieurement.

Tiroirs

Panneau avant interchangeable en tôle d'acier galvanisée et phosphatée électrolytiquement, avec coins et bords arrondis, isolation thermique et phonique, joint en silicone périphérique. Tiroirs, revêtus par poudre, aluminium blanc RAL 9006, parois latérales en tôle d'acier, fond en tôle d'aluminium très résistant et rigide. Rails silencieux masqués avec sortie complète, dispositif automatique de rentrée et amortissement Airmatic, retenue élevée, suspension des tiroirs sans outil.

Charge maximale d'utilisation : 20 kg.

Portes

Tôle d'acier galvanisée et phosphatée électrolytiquement, avec coins et bords arrondis, isolation thermique et phonique, joint en silicone périphérique. Charnières à grande ouverture en acier inox, angle d'ouverture 125°, fermetures magnétiques.

Poignées

En zinc moulé sous pression, la surface est résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer et désinfecter. Distance des trous 192 mm.

Plateaux de travail

Plateau moulé sans joint, en ABS, coloris gris argent, avec bord surélevé et/ou galerie, dessous scellé, ou en acier inox 18/10.

Charge d'utilisation max. : 50 kg

Poignée de manoeuvre

Poignée de manoeuvre ergonomique en tube d'acier, revêtue par poudre selon nuancier.

Roulettes

4 roulettes de direction doubles fermées Ø 125 mm, roulement à billes, 2 roulettes antistatiques avec blocage total, 1 roulette de direction et 1 roulette avec blocage de direction, ne rayent et ne colorient pas le sol, disques de protection des murs Ø 150 mm, revêtement du châssis en ABS, coloris gris argent.

Laquage

Revêtement par poudre en polyester de qualité supérieure, surface brillante, extrêmement résistant aux coups et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants et aux influences climatiques.

Revêtement standard des corps blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007.

Pour les portes, panneaux des tiroirs, poignée de manoeuvre, tous les coloris SCHMITZ sans supplément.

Revêtement des corps des chariots dans les coloris SCHMITZ moyennant supplément.

Autres revêtements spéciaux sur demande.

Notes de commandes

Les indications suivantes sont nécessaires :

Plateau supérieur :
en plastique, gris argent, avec ou sans galerie, plaque inox intégrée ou plaque inox avec ou sans galerie

Corps :
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard) ou selon nuancier moyennant supplément.

Panneaux avant :
selon nuancier
Poignées :
selon nuancier ou chromées mat
Poignée de manoeuvre :
selon nuancier



**SCHMITZ u. Söhne
GmbH & Co. KG**

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs
accessoires, qui sont caractérisés
par le marquage «CE», les
prescriptions de la loi MPG
(sur les dispositifs médicaux)
et les directives CE,
no. 93/42/CEE ont été
prises en considération.



Les produits doivent uniquement
être utilisés pour l'usage prévu.
SVP, reportez-vous également
à notre mode d'emploi!

SCHMITZ en France :



SCHMITZ SAS
Espace 23
23, rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin, France
tél. +33 (0) 247 20 96 01
www.schmitz-soehne.com
info@schmitz-soehne.fr

SCHMITZ en Suisse :

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
tél. +41 (0)31 75565 88
téléc. +41 (0)31 75565 89
cell +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

**Visitez notre site internet
pour plus d'informations
concernant nos agences
à l'étranger.**

STL 285, STS 282, STX 280
Systèmes de transport
de patients pour les urgences,
l'ambulatoire et la radiologie



f /schmitz.soehne

