



varimed®
Mobilier pour les
blocs opératoires et les urgences



varimed®


Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences



Modèle no.

Désignation

222.1650.0



Siège opératoire


avec rembourrage antistatique, noir, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 560 à 790 mm, commande au pied. Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007, avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam, roulement libre sous charge, antistatiques, pare-choc en noir. Charge maximale d'utilisation: 135 kg

200.0011.0

Supplément de prix

pour roulettes freinées, **freinées en charge**, déplacement libre hors charge.

222.1670.0



Siège opératoire

avec rembourrage antistatique, noir, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé, de 560 à 790 mm, avec commande au pied et dossier rembourré. Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007, avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam, roulement libre sous charge, antistatiques, pare-choc en noir. Charge maximale d'utilisation: 135 kg


200.0011.0

Supplément de prix

pour roulettes freinées, **freinées en charge**, déplacement libre hors charge.



222.1660.0



Siège opératoire


rembourrage de siège en forme de selle, antistatique, noir, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 560 à 790 mm, commande au pied. Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007, avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam, roulement libre sous charge antistatiques, pare-choc en noir. Charge maximale d'utilisation: 135 kg

200.0011.0

Supplément de prix

pour roulettes freinées, **freinées en charge**, sinon déplacement libre hors charge.

222.1680.0



Siège opératoire

rembourrage de siège en forme de selle, antistatique, noir, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 560 à 790 mm, commande au pied, dossier avec revêtement antistatique. Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007, avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam, roulement libre sous charge antistatiques, pare-choc en noir. Charge maximale d'utilisation: 135 kg

200.0011.0

Supplément de prix


pour roulettes freinées, **freinées en charge**, sinon déplacement libre hors charge.



Modèle no.

Désignation

222.1530.0



Siège opératoire

piéd en acier inox 18/10, à 5 branches, avec doubles roulettes antistatiques, 50 mm de diam., en matière plastique, inoxydables, siège avec rembourrage antistatique, noir, réglable en hauteur par tige filetée en acier inox, avec arrêt en fin de course, diam. du siège 350 mm, hauteur réglable de 485 à 655 mm. Charge maximale d'utilisation: 135 kg

varimed®

Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences



232.4170.0

Modèle no.

Désignation

232.4170.0




Table à instrumenter C€93/42/CEE
réglable en hauteur par pompe hydraulique, commande par pédale de 950 à 1350 mm, plateau en acier inox 18/10 de 700 x 500 mm, avec rebord, amovible, pivotant à 360°, peut être fixé en chaque position, arrondi des bords/coins. Châssis et revêtement en acier inox 18/10, avec roulettes doubles en matière plastique à roulement à billes, 75 mm de diam., antistatiques et inoxydables.
Charge maximale d'utilisation avec le plateau dans n'importe quelle position: 30 kg

232.4180.0

Table à instrumenter C€93/42/CEE
comme 232.4170.0, mais avec plateau de 600 x 400 mm.

200.0012.0

Supplément de prix pour 2 roulettes avec frein.

232.4190.0




Table à instrumenter C€93/42/CEE
comme 232.4170.0, mais réglage en hauteur de 800 à 1200 mm.

232.4200.0

Table à instrumenter C€93/42/CEE
comme 232.4170.0, mais avec plateau de 600 x 400 mm et réglage en hauteur de 800 à 1200 mm.

200.0012.0

Supplément de prix pour 2 roulettes avec frein.

- meilleure nettoyage et désinfection grâce aux surfaces électropolies
- plateau pivotant à 360° même sous une charge de 30 kg
- pompe hydraulique de haute qualité, satisfait aux tests d'endurance les plus sévères
- 25 actions de réglage suffisent pour atteindre la grande plage de réglage de 400 mm
- aucun risque de blessures pour le personnel grâce aux coins arrondis



232.4260.0

232.4260.0




Table à instrumenter
châssis en acier inox 18/10, plateau en acier inox 18/10 de 600 x 400 mm, non-orientable, réglable en hauteur de 900 à 1320 mm, roulettes doubles en matière plastique de 50 mm de diamètre, antistatiques, inoxydables.
Charge maximale d'utilisation: 12 kg



232.4270.0

Modèle no.

Désignation

232.4270.0




Table à instrumenter

réglable en hauteur, commande manuelle de 800 – 1200 mm. Pied mobile à 4 branches en acier inox 18/10, plateau en acier inox à couche antireflet, résistant aux désinfectants. 4 roulettes orientables de 75 mm de diamètre qui n'encrassent pas le sol, dont 2 avec blocage, antistatiques, avec palier lisse. Charge maximale d'utilisation: 30 kg



232.4460.0
200.4110.0

232.4460.0




Table d'opération de la main et du bras C€93/42/CEE

châssis en acier inox 18/10, plateau radiotransparent, peut être incliné dans toutes les directions par joint à bille, fixation par levier de blocage, réglable en hauteur, commande manuelle de 650 – 950 mm. 4 roulettes orientables de 75 mm de diamètre qui n'encrassent pas le sol, antistatiques, avec palier lisse; quatre roulettes avec blocage. Charge maximale d'utilisation: 40 kg

200.4110.0

Accessoires:

Rembourrage

antistatique, radiotransparent, 450 x 450 x 30 mm.

varimed®

Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences



Modèle no.

Désignation

232.5210.0




Table à instruments

châssis en tube d'acier inox 18/10 de section carrée, cadre en tube conçu comme une galerie de protection, plateaux 600 x 450 mm en acier inox 18/10, détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n'encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs. Charge maximale d'utilisation par plateau: 50 kg

232.5220.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5210.0, mais hauteur 900 mm.

232.5310.0




Table à instruments

châssis en tube d'acier inox 18/10 de section carrée, avec plateau supérieur plat qui couvre le châssis en acier inox 18/10 de 650 x 500 mm, plateau inférieur en acier inox 18/10 de 600 x 450 mm est inséré, détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n'encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs. Charge maximale d'utilisation par plateau: 50 kg

232.5320.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5310.0, mais hauteur 900 mm.

232.5410.0




Table à instruments

châssis en tube d'acier inox 18/10 de section carrée, cadre en tube conçu comme une galerie de protection, plateaux 700 x 600 mm en acier inox 18/10, détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n'encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs. Charge maximale d'utilisation par plateau: 50 kg

232.5420.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5410.0, mais hauteur 900 mm.

232.5510.0




Table à instruments

châssis en tube d'acier inox 18/10 de section carrée, avec plateau supérieur plat qui couvre le châssis en acier inox 18/10 de 750 x 650 mm, plateau inférieur en acier inox 18/10 de 700 x 600 mm est inséré, détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n'encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs. Charge maximale d'utilisation par plateau: 50 kg

232.5520.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5510.0, mais hauteur 900 mm.

232.5610.0




Table à instruments

châssis en tube d'acier inox 18/10 de section carrée, cadre en tube conçu comme une galerie de protection, plateaux 900 x 600 mm en acier inox 18/10, détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n'encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs. Charge maximale d'utilisation par plateau: 50 kg

232.5620.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5610.0, mais hauteur 900 mm.

232.5710.0




Table à instruments


châssis en tube d'acier inox 18/10 de section carrée, avec plateau supérieur plat qui couvre le châssis en acier inox 18/10 de 950 x 650 mm, plateau inférieur en acier inox 18/10 de 900 x 600 mm est inséré, détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n'encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs. Charge maximale d'utilisation par plateau: 50 kg

232.5720.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5710.0, mais hauteur 900 mm.




242.1250.0




200.3070.0

242.1350.0



200.3070.0

242.1310.0



200.5600.0
200.5610.0

Porte-cuvette

châssis en acier inox 18/10, **désassemblé**, 1 cuvette en acier inox 18/10 de 6 litres, roulettes doubles en matière plast., 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, hauteur: 815 mm.

Accessoires:

Cuvette, seule en acier inox.

Porte-cuvette double

châssis en acier inox 18/10, **désassemblé**, 2 cuvettes en acier inox 18/10, chacune de 6 litres, roulettes doubles en matière plast., 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, hauteur: 815 mm.

Accessoires:

Cuvette, seule en acier inox.

Porte-cuvette CEE/93/42/CEE

pour le chauffage d'une solution de sel physiologique, la température est réglable de 30° C – 60° C au max. par bouton, thermostat de sécurité et lecture de la température. Plaque chauffante recouverte de téflon pour un nettoyage facile. Pied à 5 branches, en acier inox, réglable en hauteur par vérin à gaz, roulettes en matière plastique, 75 mm de diam., inoxydables, avec blocage, dont 3 antistatiques. Cuvette de 5 litres avec échelle graduée en litres. Prise d'équipotentialité. Tension de service 230 V, 50 Hz, 400 W, câble de raccordement de 5 m de qualité EPR avec fiche d'alimentation.

Accessoires:

Cuvette de 5 l, en acier inox 18/10, avec échelle graduée en litres (additionnelle).

Anneau de fixation, pour revêtement aseptique.

Important: pour des raisons de sécurité, il ne faut utiliser que les cuvettes de la gamme SCHMITZ.

varimed®


Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences



Modèle no.

Désignation


242.2350.0



Tige à perfusion C€93/42/CEE

châssis en acier inox 18/10, désassemblé, pied à 5 branches, avec roulettes doubles en matière plastique de 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, partie supérieure avec 4 crochets, cylindre en verre, réglable en hauteur d'une seule main de 1300 à 2120 mm. Charge maximale d'utilisation par crochet: 2 kg.

251.1010.0



Escabeau

châssis en acier inox 18/10, marche «anti-glisse» en acier inox, strié, pieds caoutchouc antistatiques, hauteur 240 mm.

251.1030.0


Escabeau, hauteur 120 mm, pour le reste comme 251.1010.0.

251.1040.0

Escabeau, hauteur 300 mm, pour le reste comme 251.1010.0.

Charge maximale d'utilisation: 185 kg.

251.1020.0




Escabeau

comme 251.1010.0, mais avec 2 marches.

Charge maximale d'utilisation: 185 kg.

252.1180.0



Seau à déchets

seau en acier inox 18/10 de 12 l, amovible, châssis en acier inox 18/10 avec cercle de protection enrobée de matière plastique, roulettes doubles en matière plastique de 50 mm de diamètre, antistatiques, antirouilles, hauteur total 230 mm.

252.1190.0

Seau à déchets

avec poignée en acier inox, pour le reste comme 252.1180.0.

200.1370.0

Accessoires:

200.1350.0





Couvercle pour seau en acier inox 18/10.

Seau en acier inox 18/10 de 12 l (additionnelle).

Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences

Accessoires

Description du matériel

Modèle no.	Désignation	Modèle no.	Désignation	Modèle no.	Désignation
200.3070.0	Cuvette seule en acier inox pour porte-cuvette 242.1250.0 et 242.1350.0, en acier inox 18/10, 320 mm Ø, 130 mm de profondeur.	200.1350.0	Seau de 12 l, en acier inox 18/10 pour seaux à déchets 252.1180.0 et 252.1190.0.	200.1370.0	Couvercle pour seau de 12 litres, en acier inox 18/10.
					
200.5610.0	Anneau de fixation pour revêtement aseptique, pour 242.1310.0.	200.4110.0	Matelas antistatique, perméable aux rayons X, pour table d'opération de la main et du bras 232.4460.0.	200.5600.0	Cuvette en acier inox 18/10, avec échelle du litre, pour 242.1310.0.
					

Description du matériel

Châssis en acier inox 18/10 en tube de section ronde ou carrée, surface polie électriquement.

Plans de travail et revêtements en acier inox polis, grain 180, brossés.

Toutes les roulettes n'encrassent pas le sol.

Rembourrages pour les sièges avec revêtement antistatique, noir.



SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage « CE », les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.



Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!



[f/schmitz.soehne](https://www.facebook.com/schmitz.soehne)

SCHMITZ en France :

SCHMITZ SAS
Espace 23
23, rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin, France
tél. +33 (0) 247 20 96 01
cell +33 (0)6 25 33 19 09
www.schmitz-soehne.com
info@schmitz-soehne.fr

SCHMITZ en Suisse :

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
tél. +41 (0)31 75565 88
téléc. +41 (0)31 75565 89
cell +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

**Visitez notre site internet
pour plus d'informations
concernant nos agences
à l'étranger.**


DIAMOND
Les tables d'opération,
une classe à part



Tables d'opération OPX mobilis®
pour les urgences et
salles d'opération
Flexibilité et fiabilité uniques



Accessories
pour tables d'opération
DIAMOND et OPX mobilis®



Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimales variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. Catalogue SCHMITZ No. 80, 01.2018 FR
Prix forfaitaire 3,00 Euro